

FOLLO CORPUS B



FOLLO  FUTURA

FOLLO CORPUS B

We congratulate you on choosing a Follo Corpus product. This instruction information makes it able for you to take full advantage of the product from the first day in use.

Please read these instructions carefully before taking the product into use.

Contents: Check list, unpacking/Installation, safety information, how to use, maintenance instructions, technical specifications and spare parts list

ORDER NO.:
COLOUR:
SERIAL NO.:

FUNCTION TEST:	<input type="checkbox"/> Head cushions (function)
<input type="checkbox"/> Bottom frame (screws, plastic parts, surface)	<input type="checkbox"/> Cushions (colour, screws, surface)
<input type="checkbox"/> Top frame (screws, plastic parts, surface)	<input type="checkbox"/> 110 Voltage <input type="checkbox"/> 220 Voltage
<input type="checkbox"/> Surfaces (no damages)	<input type="checkbox"/> Labels (adjusting level, lock release, serial nr., warning signs)

FUNCTION TEST: <u>SAFETY GRIND</u>	
<input type="checkbox"/> Frames (Surface, welding, POM washers)	<input type="checkbox"/> Cushions (colour, surface)
<input type="checkbox"/> Adjustments (function, safety locking)	<input type="checkbox"/> Labels (Lock)
<input type="checkbox"/> Surfaces (no damages)	



ASSEMBLED (date/sign.):	
-------------------------	--

END CONTROLLED (date/sign.):	
------------------------------	--

PACKING CONTROL: (date/sign.):	
--------------------------------	--

FOLLO FUTURA AS - POSTBOKS 112 - 1430 ÅS - NORWAY

WWW.FOLLO-FUTURA.NO





FOLLO CORPUS B

Utpakking/installering

1. Vær forsiktig ved åpning av emballasjen, kniv eller skarpe gjenstander skal **IKKE** brukes da det kan skade benken.
2. Sjekk at benken ikke har transportskader.
3. Monter vedlagte ledninger på motor for hev/senk.

Sikkerhetsinformasjon

1. Gjør deg kjent med benkens håndtak og brytere før betjening.
2. Ved justering pass på at ikke noe kommer i klem.
3. Benken må ikke belastes med mer angitt vekt.

Betjeningsveiledning

1. Høydeinnstilling av benken: → Betjen fotbryteren (1) og juster til ønsket høyde
2. Låsing- av hjul: → Hjulene låses ved å betjene fotpedalen (2). En pedal betjener alle hjulene. Press ned rød side for å låse hjulene. Press ned grønn side for å oppheve låsing.
3. Justering- av hodepute: → Heving av hodeputen skjer ved å ta tak i puten og justere den til ønsket posisjon (3). Puten blir stående når den slippes. Skal puten senkes må man betjene håndtak (4) på siden og under hodeputen samtidig med at man holder i puten. Senk puten til ønsket posisjon og slipp håndtaket. Puten blir da stående. Det er håndtak på begge sider.

Vedlikehold/ettersyn

Hver tredje måned sjekkes følgende:

1. Hjulene løper lett.
2. Det er ingen skader eller slitasje på ledningene.
3. Sjekk at høydejusteringen og pedalene virker som de skal.

Resirkulering

Motor, kontrollboks og fotkontroll deponeres som elektroavfall. Puter deponeres som brennbart avfall mens ramme etc. deponeres som metall.

Elektrisk motor

Elektromotoren er klargjort og testet fra fabrikk, men ved feilfunksjon bør følgende kontrolleres:

1. Kontroller at ledningsstøpselet er fullstendig innsatt i veggstøpselet.
2. Kontroller at elektrisk kontakter på motor og fotbryter er ordentlig festet.

Rengjøring:

For å oppnå et bra utseende må skaien rengjøres regelmessig. En myk klut og varmt såpevann skal benyttes. Mild såpe og såpeflak anbefales, rester av såpen fjernes med kaldt vann, tørk deretter med en myk klut. Hvis skitten har satt seg fast, kan børste benyttes.

Skai er motstandsdyktig mot milde syrer, alkaliske væsker og husholdningsflekker. Flekker av kulepenn, leppestift, aviser og matrester kan bli sittende fast og må flernes straks med en myk klut eller svamp fuktet i såpevann. Legg ikke varme/kalde pakninger direkte på skaien. Oppløsningsmiddel, vokspolish, sterk syntetisk vaskemiddel eller kjemisk vaskemiddel skal ikke brukes. Bruk av disse ødelegger plasten, stoff stivner og brister.

Når det gjelder benken for øvrig, kan den vaskes/tørkes. Påfør samtidig et tynt lag med vanlig silikonspray på glideflater.

Tekniske spesifikasjoner

Vekt	125 kg	Bredde	120 cm	Lengde	200 cm
Høyde min/maks	84/45 cm	Max belastning dynamisk	160 kg	Max belastning statisk	250 kg

Uppackning/Installation

Kontrollera emballaget så att inga synliga transportskador finns. Om så är fallet anmäl detta till transportören. Kontakta även vår kundservice på telefon 08 – 56485030 eller e-mail info@kcfysio.se

1. Var försiktig vid öppningen av emballaget. Kniv eller andra vassa föremål kan skada innehållet.
2. Kontrollera även efter avemballeringen att inga transportskador finns.
3. Ta fram fotreglaget och se till att alla sladdar är fria
4. Eventuella transportklossar tas bort.
5. Provkör britsen.

Säkerhetsinformation

1. Innan den används vid behandling första gången kan det vara bra att vänja sig vid britsens höj-/sänkfunktion samt reglage.
2. Vid höjning-/sänkning se till att inget kommer i kläm.
3. Bänken får inte belastas med mer än angiven max vikt.

Användning

1. Höjdinställning: Sätt foten lätt på fotreglaget (1) och höj/sänk till önskad höjd.
2. Låsning av hjul: Centralbroms (2) pedalerna finns i alla fyra hörnen av britsen. Pressa ner pedalens röda sida för att låsa hjulen och den gröna sidan för att frigöra bromsen,
3. Justering huvuddyna: Höjning av dynan sker genom att man tar tag i dynan och lyfter den till önskad höjd (3). Vid sänkning måste reglaget (4) tryckas in, reglera dynan med andra handen. Reglage finns på båda sidor.
4. Värme eller kylförpackningar får inte läggas direkt på liggytan.

Återvinning

Motor, kontrollbox och fotreglaget deponeras som elektronikskrot. Dynor deponeras som brännbart avfall medan stativ etc. deponeras som metall.

Underhåll/Efterkontroll

Vad tredje månad kontrolleras följande:

1. Kontrollera att inga bultar, etc. sitter löst.
2. Kontrollera att inget slitage/skador finns på kablage m.m.
3. Kontrollera att höjjusteringar och reglage fungerar.
4. Kontrollera så att hjul samt bromsfunktion löper fritt och fungerar.
5. Vid eventuella fel, missljud, etc. kontakta vår servicesupport telefon 08 56485037 eller e-mail service@kcfysio.se

Rengöring:

Vid normal rengöring använd en mjuk fuktad trasa, även med tvållösning. Avtorkning görs därefter torr trasa. Trasa fuktad med alkoholbaserade desinfektionsmedel kan användas. Spänsten i liggytan förlängs dock vid användandet av enbart tvållösning/vatten.

Vi har lämpliga rengöringsmedel kontakta kundtjänst, telefon 08 56485030.

Tekniska specifikationer

Vikt:	125 kg	Bredd	120 cm	Längd	200 cm
Höjd min/maks:	84/45 cm	Max belastning dynamisk:	160 kg	Max belastning statisk:	250 kg

Follo Corpus B

Unpacking/installation

1. Take care when removing packing materials. DO NOT use a knife or other sharp instrument to avoid damaging the contents.
2. Inspect the bench for transport damage.
3. Fit the cables supplied to the motor for lifting/lowering.

Safety instructions

1. Study and learn the operation of the handles and switches.
2. Take care to avoid pinching when making adjustments.
3. Do not overload the bench.

How to use

1. Height adjustment: → Use the foot switch (1) to adjust the bench to the required height.
2. Wheel brakes: → To activate the brakes; push down the red end of the foot pedal (2). To unlock the brakes; push down the green end.

Maintenance instructions

Check the following at regular intervals (every third month):

1. Make sure that all wheels run smoothly.
2. Make sure that the power cables are not damaged or chafed.
3. Check that the height adjustment switch and pedals are functioning properly.

Recycling

The motor, the control box and the foot switch are disposed of as electronic waste. The cushions are disposed of as combustible waste, while the frame etc. are sorted as metal.

Electric motor

Electrically powered tables are equipped with a long-life maintenance-free electric motor. Should any problems occur with this unit, please check the following items:

1. Check the plug to see that it is securely plugged into the electric outlet.
2. Check the electric plug on the electric motor and foot switch to see that it is fastened properly.

Maintenance

To maintain the appearance of PVC Coated Fabrics they should be cleaned regularly to remove fatty substances that may reduce their service life. A soft cloth and warm soapy water should be used to clean the surface of the material. Mild soap or soap flakes are recommended and residual soap should be removed using cold water. The surface should be scrubbed with a soft brush. Solvent cleaners, wax polishes strong detergents and patent chemical cleaners should not be used. The use of these substances is likely to harmful the coat and repeated use can result in the removal of elasticity from the PVC coating, which will result in hardening and subsequent cracking of the material's surface. PVC Coated Fabrics are resistant to most mild acids, alkalis and household stains. The vinyl may absorb some substances such as ballpoint pen ink, lipstick, newsprint and food, and this may cause permanent staining. This can often be minimised by immediate cleaning with damp, soap cloth or sponge. Never place hot or cold items directly on PVC Coated Fabrics.

Technical specifications

Weight	125 kg	Width	120 cm	Length	200 cm
Height min/max	84/45 cm	Max load dynamic	160 kg	Max load static	250 kg

Follo Corpus B

Auspacken/installieren

1. Vorsicht beim öffnen der Verpackung. Bitte Verpackung nicht mit Messer o.ä. aufschneiden. Der Inhalt könnte beschädigt werden.
2. Liege auf eventuelle Transportschäden prüfen.
3. Die beige packten Leitungen zum Heben/Senken am Motor montieren.

Sicherheitsinformation

1. Machen Sie sich mit Handgriffen und Bedienungsknöpfen der Liege vertraut.
2. Vergewissern Sie sich beim Justieren, dass nichts eingeklemmt wird.
3. Liege niemals mit mehr als dem angegebenen Gewicht belasten.

Bedienungsanleitung

1. Höheneinstellung: → Fusstaste (1) bedienen und auf gewünschte Höhe einstellen.
- Radbremsen: → Fusspedal (2) bedienen. Grün= abschließen, rot= verschließen.

Instandhaltung/inspektion

Folgende Punkte regelmässig (vierteljährlich) kontrollieren:

1. Leichtgängigkeit der Räder.
2. Leitungen auf Beschädigung und Abnutzung prüfen.
3. Schalter für Höhenverstellung auf einwandfreie Funktion und sichtbare Schäden untersuchen.
4. Fusspedal zur Bedienung der Polster auf einwandfreie Funktion prüfen.

Entsorgung/Wiederverwertung

Motor, Kontrollbox und Handbedienung wird als Elektroabfall entsorgt. Die Armauflage gilt als brennbares Material und das Gestell usw. als Metallschrott.

Elektrisches motor

Elektromotor sind von Fabrik aus überprüft. Nach dem transport sollte man jedoch folgendes beachten:

1. Stecker fest in die Steckdose stecken.
2. Stecker am anderen ende des Netzanschlusskabels fest einstecken.
3. Festung der Leitung in Schalter kontrollieren.

RECYCLING - MÜLLTRENNUNG

Motor, Kontrollbox und Hand-/Fußschalter wird als Elektroschrott entsorgt

Polster sind brennbar und werden als Restmüll oder Sperrmüll deponiert


Das Untergestell ist Metallschrott – Sperrmüll oder Schrotthändler.

Unterhalt


Die Polster-Oberflächen der Therapieliegen sollten regelmäßig von fetthaltigen Substanzen befreit werden. Dazu verwenden Sie bitte ein wisches Tuch und warmes Seifenwasser. Zu empfehlen ist eine milde Seife oder Seifenflocken. Rückstände entfernen Sie bitte mit kaltem Wasser. Abzuraten ist von Lösungsmitteln, Wachspolituren sowie chemischen Reinigungsmitteln, da dadurch die Oberflächen des Materials angegriffen werden. Verschmutzungen durch Substanzen wie Kugelschreiberinte, Lippenstift, Druckerschwärze oder Lebensmittel entfernen Sie am besten sofort mit einem feuchten Seifentuch oder -schwamm. Legn Sie bitte keine extrem heißen oder kalten Gegenstände auf das Polstermaterial. Nach der Reinigung der Therapieliege geben Sie bitte eine dünne schicht Silikonspray auf die gleitenden Metall-Oberflächen.

Technische spezifikationen

Gewicht	125 kg	Breite	120 cm	Länge	200 cm
Höhe min/max	84/45 cm	Höchste Belastung dynamisch	160 kg	Höchste Belastung statisch	250 kg



FOLLO CORPUS B
 SERIAL NO. XXXXX
 MANUFACTURED BY
 Follo Futura A/S
 PB 112-N-1430AS-NORWAY



Follo Corpus B 106-210-00

Pos	Qty	Ref. no.	Dim	Benevnelse	Description
1	1	210-01		BUNNRAMME	LOWERFRAME
2	1	210-03		YTRE SAKSEVANGE	OUTHER LIFTING FRAME
3	1	210-02		INDRE SAKSEVANGE	INNER LIFTING FRAME
4	1	210-04		TOPPRAMME	TOP FRAME
5	4	210-12		FOTPEDAL TIL HJULLÅS	FOOT PEDAL FOR WHEEL BRAKE
6	2	210-11		RØR TIL HJULLÅS	TUBE FOR WHEEL BRAKE
7	1	210-10-05		MEDBRINGER-STAG TIL HJULLÅS	STAY FOR WHEEL BRAKE
8	2	210-10-01	L=133mm.	NEDRE AKSEL TIL SAKS	LOWER AXLE FOR LIFTING FRAME
9	1	210-10-03	L=643mm.	ØVRE LANG AKSEL TIL SAKS	UPPER AXLE FOR LIFTING FRAME
10	2	210-10-02	L=102mm.	AKSEL TIL SAKS	CENTER AXLE FOR LIFTING FRAMES
12	16	531-003797		LAGER	BEARING
13	4	591-002843	F 60x60	PLASTPLUGG	PLASTICPLUG
14	4	560-001836	M8x10	SEKSK. SKRUE	SCREW
15	4	591-004121	A 32	PLASTHETTE	PLASTICCAP
16	4	591-003794		GRØNN PLASTHETTE	GREEN PLASTIC CAP
17	4	591-002658		RØD PLASTHETTE	RED PLASTIC CAP
18	1	670-004225		LINAK MOTOR 24V (4E)	MOTOR 24V (4E)
19	1	670-004231		FOTBRYTER	FOOT SWITCH
20	1	212-43	Ø15	AKSEL	AXLE
21	1	212-49	Ø12/Ø10	AKSEL	AXLE
22	2	591-001963	SW 19	PLASTHETTE	PLASTICCAP
23	1	560-000692	M12x65	UNBRACO SKRUE	SCREW
24	2	572-001848	Ø12	SKIVE	WASHER
25	2	562-001844	M12	LÅSEMUTTER	LOCKNUT
26	4	560-003141	M6x10	UNBRACO SKRUE	SCREW
27	4	591-002581	SW 13	PLASTHETTE	PLASTICCAP
28	2	560-000487	M8x30	UNBRACO SKRUE	SCREW
29	4	572-001847	Ø8	SKIVE	WASHER
30	2	562-001846	M8	LÅSEMUTTER	LOCKNUT
31	4	591-001963	SW 19	PLASTHETTE	PLASTICCAP
32	4	562-001844	M12	LÅSEMUTTER	LOCKNUT
33	4	572-001848	Ø12	SKIVE	WASHER
35	4	591-001963	SW 19	PLASTHETTE	PLASTICCAP
36	4	562-001844	M12	LÅSEMUTTER	LOCKNUT
37	4	572-001848	Ø12	SKIVE	WASHER
39	2	591-001963	SW 19	PLASTHETTE	PLASTICCAP
40	2	562-001844	M12	LÅSEMUTTER	LOCKNUT
41	2	572-001848	Ø12	SKIVE	WASHER
42	2	531-002064		LAGER	BEARING
43	10	560-002044	M6x70	MASKINSKRUE	SCREW
44	4	591-002043		PLASTPLUGG	PLASTICPLUG
45	4	210-10-04		TRINSE	ROLLER
47					
48	4	532-003799		HJUL	WHEEL
49	1	530-117616	Ø12	PLASTHYLSE	PLASTIC CAP
50	1	571-000494	A10	SEEGERRING	SEEGERRING
51	1	571-002596	A12	SEEGERRING	SEEGERRING
52	1	480-210-33*		HODEPUTE M/NESEHULL	HEAD CUSHION
53	1	480-210-32*		HODEPUTE	HEAD CUSHION
54	1	480-210-34*		BEINPUTE	FOOT CUSHION
55	1	210-26		PUTERAMME	CUSHION FRAME
56	6	560-000272	M6x40	MASKINSKRUE	SCREW
57	1	581-002085		FJÆR	SPRING


Pos	Qty	Ref. no.	Dim	Benevnelse	Description
58	1	210-29		AKSLING	AXLE
59	2	591-002685		GUMMIHÅNDTAK	RUBBER GRIP
60	3	560-000314	M8x90	6KT.INNV.SKRUE	SCREW
61	3	562-001846	M8	LÅSEMUTTER	LOCK NUT
62	1	200-77		HODEPUTE	BOLT
65	2	560-003924	M8x55	6KT.INNV.SKRUE	SCREW
66	2	210-31		HYLSE	SLEEVE
67	1	210-28		HØYRE BRACKETT	BRACKET
68	1	210-27		VENSTRE BRACKETT	BRACET
69	4	572-001847	Ø8	UNDERLAGSSKIVE	WASHER
70	1	670-004218		KONTROLLBOKS CB9CL 230V	CONTROL BOX 230V
71	1	670-004222		KONTROLLBOKS 120V	CONTROL BOX 120V
72	1	670-004221		KONTROLLBOKS 100V	CONTROL BOX 100V
73	2	210-25		SIDESTØTTE (FOR BRED PUTE)	SIDE SUPPORT (WIDE CUSHION)
74	1	470-210-15*		BENKEPUTE 120x200	CUSHION
75	1	470-210-16*		BENKEPUTE 140x200	CUSHION
76	1	470-210-17*		BENKEPUTE 160x200	CUSHION
77	2	210-35	Ø40x5	FRIKSJON SKIVE	WASHER
78	2	591-004178	F60x30	PLAST PLUGG	PLASTIC PLUG
79	1	212-97		POM HYLSE	TUBE

*) It is four different colours.


Safety grind

Pos	Qty	Ref. no.	Dim	Benevnelse	Description
100	4	591-003609	F50x30	Plast plugg	Plastic plug
101	2	480-40000-66-15*		Pute sidegrind Kort	Cushion Short
102	4	210-54		Kort putebrakett	Short cushion bracket
103	2	210-52		Ramme kortside 160cm	Frame short side 160cm
104	2	210-55		Ramme kortside 120cm	Frame short side 120cm
105	2	210-56		Ramme kortside 140cm	Frame short side 140cm
106	2	210-50		Ramme langside	Frame long side
107	8	567-004097	M10x20	Stjerne ratt	Lock handle
108	8	599-210-53		Putebrakett	Cushion bracket
109	16	572-001979	Ø8	Nylon skive	Washer
110	8	560-003924	M8x55	Innv. 6kt. skrue	Screw
111	8	567-000320	M10x1	Sneppert	Snap lock
112	8	562-001846	M8	Låsemutter	Lock nut
113	16	572-001847	Ø8	Underlagsskive	Washer
114	16	561-000760	4x20	Treskrue	Wood screw
115	4	210-51		Putebrakett	Cushion bracket
116	2	480-210-60*		Pute sidegrind Lang	Cushion Long
117	16	591-002581	SW13	Plasthette	Plastic cap
118	6	561-003926	Ø6x70	Treskrue	Wood screw

Safety grind part list




Long grind
X 2



Short grind
X 2

ASSEMBLY SAFETY GRIND



1. Assemble pos 1 and 2.

2. Place pos 1 and 2 on the bench. Make sure the holes in the top frame and the safety frame fits.

3. Place the cushion on the top and tighten it all together from the bottom.

4. Assemble pos 4 to the safety frame.

5. Adjust pos 4 to the right width and length. Tighten the lock handle firmly.

6. Pull and twist the snap lock before flipping the safety grind. **ATTENTION!** Make sure the pin in the snap lock is in the hole when the safety grind is in the upper position.