

# FOLLO CORPUS G



 FOLLO FUTURA

EC DECLARATION OF CONFORMITY FOR  
MACHINERY AND MEDICAL DEVICES

---

Manufacturer: *Follo Industrier AS*

Address: *Brekkeveien 43*  
*1430 Ås*  
*NORWAY*

Herewith declares that: *FOLLO CORPUS G (124-XXX)*

- is in conformity with the provisions of the Machinery Directive (Directive 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC annex I) and Medical Devices Directive (93/42/EEC annex VII)

Class I.

---

*19.11.02 Ås, Norway*

*For Mette Veiby: Developpe Manager Hans Kr. Södermann*



*Mette Veiby*  
*Managing Director*

# FOLLO CORPUS G

*We congratulate you on choosing a Follo Corpus product. This instruction information makes it able for you to take full advantage of the product from the first day in use. Please read these instructions carefully before taking the product into use.*

*Contents: Check list, unpacking/Installation, safety information, how to use, maintenance instructions, technical specifications and spare parts list*

ORDER NO.:
COLOUR:
SERIAL NO.:

<b>FUNCTION TEST:</b>	<input type="checkbox"/> Cushions (colour, screws, surface)
<input type="checkbox"/> Bottom frame (screws, plastic parts, surface)	<input type="checkbox"/> Paper roll holder
<input type="checkbox"/> Top frame (screws, plastic parts, surface)	<input type="checkbox"/> 110 Voltage <input type="checkbox"/> 220 Voltage
<input type="checkbox"/> Surfaces (no damages)	<input type="checkbox"/> Labels (adjusting level, lock release, serial nr., warning signs)
<input type="checkbox"/> Rail (max/min)	<input type="checkbox"/> Tray/tray holder
<input type="checkbox"/> Raising (function/noise)	<input type="checkbox"/> Foot pedal, lowering/raising. (Screws)


ASSEMBLED (date/sign.):	
-------------------------	--

END CONTROLLED (date/sign.):	
------------------------------	--

PACKING CONTROL: (date/sign.):	
--------------------------------	--

**FOLLO FUTURA AS - POSTBOKS 112 - 1430 Ås - NORWAY**

**[WWW.FOLLO-FUTURA.NO](http://WWW.FOLLO-FUTURA.NO)**



FOLLO FUTURA



## UTPAKKING/INSTALLERING:

1. Vær forsiktig ved åpning av emballasjen, kniv eller skarpe gjenstander skal **IKKE** brukes da det kan skade benken.
2. Sjekk at benken ikke har transportskader.

## SIKKERHETSINFORMASJON:

1. Gjør deg kjent med benkens håndtak og brytere før betjening.
2. Ved justering pass på at ikke noe kommer i klem.
3. Benken må ikke belastes med mer angitt vekt.

## BETJENINGSVEILEDNING:

1. Høydeinnstilling av elektriske benker: → Betjen pedalen (1) og juster til ønsket høyde.
2. Høydeinnstilling av hydrauliske benker: → Pump med bøylen (2) og juster til ønsket høyde. Løft bøylen for å senke benken.
3. Justering av hodepute (4): → håndtak (5) foran/under hodeputen løser ut låsingen slik at hodeputen kan vippe opp eller ned (6). Slippes håndtaket blir hodeputen stående låst i stillingen.
4. Justering av ryggpute (7): → heving og senking av ryggputen skjer ved å ta tak i puten med den ene hånden og betjene utløspaken (8) med den andre hånden slik tegningen viser. Puten har en fjær som skyver den opp. Skal puten justeres nedover må man bruke hånden til å bresse den nedover samtidig som man betjener utløspaken (8). Når utløspaken slippes vil ryggputen bli stående låst i posisjonen. Det er utløspak på begge sider av benken.
5. Justering av setepute (9): → Seteputen har to faste posisjoner. Horisontalt liggende, og 20 grader hevet (slik tegningen viser). Skal seteputen heves opp tar man tak i puten med den ene hånden og i håndtaket (10) med den andre hånden. Seteputen vippe opp og håndtaket dreies bakover og ned til stopp (slik tegningen viser). Pass på at håndtaket stopper mot egen knast på rammen under. For å senke seteputen (9) ned tar man tak i puten med den ene hånden og i håndtaket (10) med den andre hånden. Seteputen løftes litt opp og håndtaket dreies fremover til stopp samtidig som seteputen senkes ned.
6. Rustfri skål (11): → Den rustfrie skålen (11) er ment til å brukes bare når seteputen er i løfter posisjon slik tegningen viser. For å montere den rustfrie skålen (11) må man vri armene på skålholderen (12) ut slik at disse peker bakover fra seteputen (9). Deretter skyves skålen på plass mellom disse armene. Armene på skålholderen (12) er leddet slik at de kan vris inn under seteputen når ikke skålen brukes.
7. Justering av benstøttene (14): → Holderne (13) for benstøttene følger med benken som standard utstyr, mens benstøttene (14) er ekstrautstyr. Ved hjelp av de to låserattene (15) på hver side kan benstøttene justeres til ønsket posisjon.

## VEDLIKEHOLD/ETTERSYN:

### Hver tredje måned sjekkes følgende:

1. Hjulene løper lett.
2. Det er ingen skader eller slitasje på ledningene.
3. Sjekk at høydejusteringen og alle håndtak/betjeningshendler og pedaler virker som de skal.
4. Påfør et tynt lag med vanlig silikon spray på glideflater.

### Rengjøring:

For å oppnå et bra utseende må skaien rengjøres regelmessig. En myk klut og varmt såpevann skal benyttes. Mild såpe og såpeflak anbefales, rester av såpen fjernes med kaldt vann, tørk deretter med en myk klut. Hvis skitten har satt seg fast, kan børste benyttes.

Skai er motstandsdyktig mot milde syrer, alkaliske væsker og husholdningsflekker. Flekker av kulepenn, leppestift, aviser og matrester kan bli sittende fast og må fjernes straks med en myk klut eller svamp fuktet i såpevann. Legg ikke varme/kalde pakninger direkte på skaien.

Oppløsningsmiddel, vokspolish, sterk syntetisk vaskemiddel eller kjemisk vaskemiddel skal ikke brukes. Bruk av disse ødelegger platen, stoff stivner og brister.

Hydrauliske modeller: Hydraulikk sylindren er fylt opp og klargjort fra fabrikk, men kan i enkelte tilfeller ha behov for utlufting av oppsamlet luft i pumpen. For utbedring av dette, pumpes benken opp til maksimal høyde, og pumpen aktiviseres 4-6 ganger ved hjelp av fotpedalen.

Elektriske modeller: Elektromotoren er klargjort og testet fra fabrikk, men ved feilfunksjon bør følgende kontrolleres:

1. Kontroller at ledningsstøpselet er fullstendig festet.
2. Kontroller at elektrisk kontakt på motor er ordentlig festet.

### Tekniske spesifikasjoner

Vekt	75 kg	Bredde	70 cm	Lengde	196 cm
Høyde min/maks	45/97 cm	Max belastning dynamisk	170 kg	Max belastning statisk	250 kg



## FOLLO CORPUS G

### UPPACKNING/INSTALLATION:

1. Var försiktig vid öppnandet av emballaget, kniv eller andra skarpa verktyg skall **INTE** användas då det kan skada bänken och/eller liggytan.
2. Kontrollera att bänken inte har några transportskador. Anmäl i så fall detta till transportören DHL.

### SÄKERHETSINFORMATION:

1. Bekanta dig med bänkens handtag och manöverfunktioner.
2. Vid justering av höjden se till att inget kommer i kläm mellan ramens rörliga delar.
3. Maximal belastning 170 kg.

### BRUKSANVISNING:

1. Höjinställningen av elektriskt reglerade bänkar: Använd pedalen (1) och justera till önskad höjd.
2. Justering av huvuddyna: Med hjälp av handtaget (5) under huvuddynan frigör man dynan som sedan kan ställas in i önskat läge. Släpper man handtaget låses huvuddynan.
3. Justering av ryggdyna: Höjning och sänkning av ryggdynan sker ta tag i dynan med ena handen samt spaken (8) med den andra handen. Dynan har en fjäder som höjer den. Vill man sänka den får man pressa dynan nedåt samtidigt som utlösningsspaken (8) hålls intryckt. När man släpper utlösningsspaken låses ryggdynan fast. Det finns utlösningsspakar på båda långsidorna av bänken.
4. Justering av sätesdyna: Sätetsdynan har två fasta positioner, horisontellt samt 20 grader uppåtlutad, som teckning visar. Skall sätetsdynan vinklas tar man tag i dynan med ena handen samt handtaget (10) med den andra handen. Sätetsdynan vinklas upp och handtaget dras bakåt och ner till stoppet, som framgår av teckningen. Se till att handtaget låser mot knastret på ramen under. För att sänka sätetsdynan (9) tar man tag i dynan med den ena handen samt i handtaget (10) med den andra. Sätetsdynan lyfts och handtaget dras framåt till stopp samtidigt som dynan sänks.
5. Rostfri skål: Den rostfria skålen kan endast användas när sätetsdynan är i upplyft position som teckningen visar. För att montera skålen (11) måste armarna på hållaren (12) vridas så att de pekar bakåt från sätetsdynan (9). Därefter skjuts skålen på plats mellan dessa armar. Armarna på hållaren (12) är ledade så att de kan vridas in under sätetsdynan när skålen inte skall användas.
6. Justering av benstöd (14): Hållarna (13) för benstöden levereras med bänken som standardtillbehör medan själva benstöden (14) är extra tillbehör. Med hjälp av låsrattarna (15) kan benstöden justeras i önskad höjd.

### UNDERHÅLL/OVERSYN:

Var tredje månad bör följande kontrolleras:

1. Att hjulen löper lätt.
2. Att ingen skada eller slitage finns på kontaktdon och kablar.
3. Att höjjusteringen och alla handtag, reglage och pedaler fungerar som de skall.
4. Att glidytor smörjs med ett tunt lager 5/56 spray eller vaselin.

### Rengöring:

Torka av bänken från svett etc. efter varje behandling.

Vävplasten skall rengöras regelbundet. En mjuk trasa och mild tvållösning används. Överbliven tvållösning tvättas bort med kallt vatten. Eftertorka med en torr ren trasa. För hårt sittande smuts använd en mjuk diskborste.

Torka av fläckar direkt med hjälp av en trasa eller svamp fuktade med mild tvållösning. Lösningemedel, polish, starka syntetiska tvättmedel eller medel som innehåller slipmedel får aldrig användas. Dessa kan medföra att vävplasten blir stel och spricker.

Lägg aldrig värme/kyl packningar direkt på liggytan.

Hydrauliska bänkar: Hydraulikcylindern är fylld med olja från fabriken. I vissa fall kan luftning av pumpen vara nödvändig. Gör så här: Pumpa upp bänken till maximal höjd och pumpa sedan ytterligare 4-6 gånger med fotpedalen.

Elektriska bänkar: Motorn är testad i fabriken men vid eventuell felfunktion bör följande kontrolleras:

1. Att alla kablar och anslutningar har god kontakt.
2. Att det elektriska kontakdonet på motorn är ordentligt monterat och att vägguttaget fungerar.

### Tekniska specifikationer

Vikt	75 kg	Bredd	70 cm	Längd	196 cm
Höjd min/maks	45/97 cm	Max belastning dynamisk	170 kg	Max belastning statiskt	250 kg



# Follo Corpus G

## UNPACKING/INSTALLATION:

1. Take care when removing packing materials. DO NOT use a knife or other sharp instrument to avoid damaging the contents.
2. Inspect the bench for transport damage.

## SAFETY INSTRUCTIONS:

1. Study and learn the operation of the handles and switches.
2. Take care to avoid pinching when making adjustments.
3. Do not overload the bench.

## INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Adjusting the height of electrically powered tables: → Use the pedal (1) to adjust to the required height.
2. Adjustment of head cushion (4): → The handle (5) in front of/below the head cushion releases the lock, enabling the cushion to be moved up or down (6). Releasing the handle locks the head cushion in position.
3. Adjusting the back cushion (7): → To raise or lower the back cushion, hold the cushion in one hand while operating the lever (8) with the other hand as shown in the drawing. The cushion is springloaded, pushing the cushion upwards. To lower the cushion, use one hand to push the cushion downwards, while holding the lever (8) with the other hand. Releasing the lever locks the back cushion into position. There are locking levers on both sides of the table.
4. Adjusting the seat cushion (9): → The seat cushion has two fixed positions: Horizontal or angled at 20 degrees (as shown in the drawing). To raise the seat cushion, hold the cushion in one hand and grip handle (10) with the other hand. Pull the cushion upwards and turn the handle backwards and downwards to the stop position (as shown in the drawing). Make sure that the handle stops against its stud on the frame below. To lower the seat cushion (9), hold the cushion in one hand and the handle (10) with the other hand. Lift the seat cushion up slightly and turn the handle forward to the stop position, lowering the seat cushion at the same time.
5. Stainless steel tray (11): → The stainless steel tray (11) should only be used when the seat cushion is in the raised position as shown in the drawing. To install the stainless steel tray (11), turn the arms of the tray holder (12) outwards so that they point backwards from the seat cushion (9). Insert the tray in position between the arms. The tray holder arms (12) are hinged so that they can be placed underneath the seat cushion when the tray is not in use.
6. Adjusting the leg rests (14): → The supports (13) for the leg rests are supplied with the table as standard equipment, but the leg rests (14) are extras. The leg rests can be adjusted to the desired position, using the two locking wheels (15) on either side of the table.

## MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

Check the following at regular intervals (every third month):

1. Make sure that all wheels run smoothly.
2. Make sure that the power cables are not damaged or chafed.
3. Check that the height adjustment and that all handles, levers and pedals are functioning properly.
4. Wash and dry the bench and apply a thin layer of ordinary silicon spray to all sliding surfaces.

## Cleaning:

To maintain the appearance of PVC Coated Fabrics they should be cleaned regularly to remove fatty substances, which may reduce their service life. A soft cloth and warm soapy water should be used to clean the surface of the material. Mild soap or soap flakes are recommended and residual soap should be removed using cold water. The surface should be scrubbed with a soft brush. Solvent cleaners, wax polishes strong detergents and patent chemical cleaners should not be used. The use of these substances is likely to be harmful to the Coat and repeated use can result in the removal of elasticity from the PVC coating, which will result in hardening and subsequent cracking of the material's surface. PVC Coated Fabrics are resistant to most mild acids, alkalis and household stains. Some substances such as ballpoint pen ink, lipstick, newsprint and foodstains may be absorbed by the vinyl and cause permanent staining. This can often be minimised by immediate cleaning with damp, soap cloth or sponge. Never place hot or cold items directly on PVC Coated Fabrics.

Hydraulic models: Hydraulic tables are equipped with a long-life heavy hydraulic lifting unit. However, the unit some times after transport needs an airing. To do that, activate the foot-pedal 4-6 times after the table has come up to maximum level.

Electric models: Electrically powered tables are equipped with a long-life maintenance-free electric motor. Should any problems occur with this unit please check the following items:

1. Check the plug to see that it is securely plugged into the electric outlet.
2. Check the electric plug on the electric motor to see that it is fastened properly.

## Technical specifications

Weight	75 kg	Width	70 cm	Length	196 cm
Height min/max	45/97 cm	Max load dynamic	170 kg	Max load static	250 kg



# Follo Corpus G

## AUSPACKEN/INSTALLIEREN:

1. Vorsicht beim Öffnen der Verpackung. Bitte Verpackung nicht mit Messer o.ä. aufschneiden. Der Inhalt könnte beschädigt werden.
2. Liege auf eventuelle Transportschäden prüfen.

## SICHERHEITSINFORMATION:

1. Machen Sie sich mit Handgriffen und Bedienungsknöpfen der Liege vertraut.
2. Vergewissern Sie sich beim Justieren, dass nichts eingeklemmt wird.
3. Liege niemals mit mehr als dem angegebenen Gewicht belasten.

## BEDIENUNGSANLEITUNG:

1. Höhenverstellung elektrischer Tische: → Das Pedal (1) betätigen und auf die gewünschte Höhe verstellen.
2. Verstellung des Kopfpolsters (4): → Den Handgriff (5) vorne/unter dem Kopfpolster lockert die Verriegelung, so dass die Kopfstütze nach oben oder unten geneigt werden kann (6). Beim Loslassen des Handgriffs schnappt die Kopfstütze in der jeweiligen Stellung ein.
3. Verstellung des Rückenpolsters (7): → Zum Anheben und Absenken des Rückenpolsters wird mit der einen Hand das Polster angepackt und mit der anderen der Auslöserhebel (8) bedient, siehe Illustration. Das Polster wird mit Hilfe einer Feder hochgeschoben. Soll das Polster nach unten verstellt werden, muss man es mit der einen Hand herunterdrücken, während man gleichzeitig den Auslöserhebel betätigt (8). Wenn der Auslöserhebel losgelassen wird, bleibt das Rückenpolster in der jeweiligen Position fest stehen. Es gibt Auslöserhebel auf beiden Seiten des Tisches.
4. Verstellen des Sitzpolsters (9): → Das Sitzpolster hat zwei feste Positionen: Horizontal liegend, und 20 Grad angehoben (siehe Illustration). Zum Anheben des Sitzpolsters packt man das Polster mit der einen Hand und den Handgriff (10) mit der anderen Hand. Das Sitzpolster wird hochgekippt und der Handgriff nach rückwärts und unten gedreht, bis zum Anschlag (siehe Illustration). Bitte beachten, dass der Handgriff am speziellen Knopf am darunterliegenden Rahmen anschlägt. Um das Sitzpolster (9) abzusenken, packt man das Polster mit der einen Hand an und den Handgriff (10) mit der anderen. Das Sitzpolster etwas anheben und den Handgriff bis zum Anschlag nach vorn drehen, während gleichzeitig das Sitzpolster abgesenkt wird.
5. Rostfreie Schüssel (11): → Die rostfreie Schüssel (11) kann nur benutzt werden, wenn sich das Sitzpolster in angehobener Position befindet, wie die Illustration zeigt. Zum Montieren der rostfreien Schüssel (11) muss man die Arme der Schalenhalterung (12) nach außen drehen, bis sie vom Sitzpolster (9) nach rückwärts zeigen. Danach wird die Schüssel zwischen diesen Armen eingeschoben. Die Arme der Schalenhalterung (12) haben Gelenke, so dass man sie unter dem Sitzpolster anbringen kann, wenn die Stahlschüssel nicht in Benutzung ist.
6. Verstellung der Beinstützen (14): → Die Halter (13) für die Beinstützen werden mit dem Tisch als Standardausrüstung mitgeliefert, während die Beinstützen (14) Sonderzubehör sind. Mit Hilfe der beiden Verstellräder (15) auf jeder Seite lassen sich die Beinstützen in die gewünschte Position einstellen.

## INSTANDHALTUNG/INSPEKTION:

### Folgende Punkte reaelmässia (vierteljährlich) kontrollieren:

1. Leichtgängigkeit der Räder.
2. Leitungen auf Beschädigung und Abnutzung prüfen.
3. Schalter für Höhenverstellung auf einwandfreie Funktion und sichtbare Schäden untersuchen.
4. Handgriffe zur Bedienung der Polster auf einwandfreie Funktion prüfen.
5. Liege abwischen und Gleitflächen mit einer feinen Schicht handelsüblichen Silikonsprays besprühen.

Die Polster-Oberflächen der Therapieliegen sollten regelmäßig von fetthaltigen Substanzen befreit werden. Dazu verwenden Sie bitte ein wisches Tuch und warmes Seifenwasser. Zu empfehlen ist eine milde Seife oder Seifenflocken. Rückstände entfernen Sie bitte mit kaltem Wasser. Abzuraten ist von Lösungsmitteln, Wachspolituren sowie chemischen Reinigungsmitteln, da dadurch die Oberflächen des Materials angegriffen werden. Verschmutzungen durch Substanzen wie Kugelschreiberinte, Lippenstift. Druckerschwärze oder Lebensmittel entfernen Sie am besten sofort mit einem feuchten Seifentuch oder -schwamm. Legn Sie bitte keine extrem heißen oder kalten Gegenstände auf das Polstermaterial. Nach der Reinigung der Therapieliege geben Sie bitte eine dünne schicht Silikonspray auf die gleitenden Metall-Oberflächen.

Hydraulisches modell: Hydraulik-Zylinder sind von Fabrik aus überprüft. Es kann sich jedoch ergeben, dass der Zylinder entluftet werden muss. Dies geschieht, indem die Behandlungsbank auf max. Höhe gepumpt wird und dann noch weiter 4-6 mal pumpen.


Elektrisches modell: Elektromotor sind von Fabrik aus überprüft. Nach dem Treansport sollte jedoch folgendes beachten:

1. Stecker fest in die Steckdose stecken
2. Stecker am anderen Ende des Netzanschlusskabels fest einstecken.



## Technische spezifikationen


Gewicht	75 kg	Breite	70 cm	Länge	196 cm
Höhe min/max	45/97 cm	Höchste Belastung dynamish	170 kg	Höchste Belastung statisch	250 kg








PAPER ROLL HOLDER  
119-40000-95





MOTOR / PUMP



# Follo Corpus G 124-303xxx

Pos	Qty	Ref. no.	Dim	Benevnelse	Description
1	1	40000-1		BUNNRAMME	LOWER FRAME
2	1	40000-5		PARALLELLSTAG	TRACK ROD
3	2/1	40000-2		VUGGE /LØFTEARM	LIFTING ARM
4	2	40000-3		STØTTERØR	SUPPORT Ø
5	4	40000-4		AKSEL FOR VUGGE	AXEL FOR LIFTING ARM
6	1	40000-5-4		AVSTANDSRØR	DISTANCE TUBE
7	2	40000-5-3		LAGER/DISTANSERØR	BEARING/DISTANCE TUBE
8	2	560-003805	M12x130	SKRUE	SCREW
9	1	40000-56		VENSTRE FOT	LEFT FOOT
10	2	40000-55		HØYRE FOT	RIGHT FOOT
11	1	40000-58		JUSTREINGS FOT VENSTRE	ADJUSTING FOOT LEFT
12	4	591-001964	SW17	PLAST MUTTERHETTE	PLASTIC CAP
13	2	40000-1-24		BOLT	BOLT
14	1	40000-1-25		MEDBRINGER TIL HJULLØFT	CARRIER
15	4	40000-1-26		GLIDER FOR HJUL	GLIDER FOR WHEEL
16	1	40000-1-28		HJULLØFT AKSEL	WHEEL AXLE SHORT
17	1	40000-1-27		LANG HJULLØFT AKSEL	WHEEL AXLE LONG
18	2	40000-1-51		FESTE FOR FOTBØYLE	FOOT PEDAL FASTENER
19	1	40000-1-33		FOTBØYLE TIL HJULLØFT	FOOT PEDAL LOWERING/RAISING
20	1	562-002005	M8	LÅSEMUTTER	LOCK NUT
21	1	40000-15		MOTORFESTE	MOTOR BRACKET
22	2	591-002998	GL19	PLASTPROPP	PLASTIC PLUG
23	1	40000-77		FRONTPEDAL	FRONT PEDAL
24	2	560-002580	M8x12	FORENK. UMBR. SKRUE	ALLEN SCREW
25	1	40000-76		FRONT OPPHENG	BRACKET
26	2	40000-78		FORING TIL FRONTPEDAL	BUSHING
27	3	560-002397	M6x55	INNV. 6KT. SKRUE	ALLEN BOLT
28	1	40000-75		PEDAL FESTE	PEDAL FASTENER
29	4	591-000242	Ø 25.4	HULLPLUGG	PLASTIC PLUG
30	1	40000-71		MEDBRINGER	DRIVER
31	2	581-000511		FJÆR	SPRING
32	1	40000-94		EL PEDAL	EL PEDAL
33	1	591-003302	F30x10	PLASTINNSATS	PLASTIC PLUG
34	1	670-004225		MOTOR LA31 24V 4E	MOTOR LA31 24V 4E
35	1	530-117616		PLAST LAGER	PLASTIC WASHER
36	1	571-000494	A10	SEEGERRING	SEEGERRING
37	1	212-49	Ø12	AKSEL	AXLE
38	2	572-001999	Ø8/Ø25	SKJERM SKIVE	WASHER
39	4	560-002031	M6x50	INNV. 6.KT SKRUE	SCREW
40	1	40000-79		POM HYLSE	TUBE
41	4	572-001851	Ø6,4	SKIVE	WASHER
42	4	560-001971	M10x25	SKRUE	SCREW
43	1	560-002650	M8x60	INNV. 6KT. SKRUE	ALLEN BOLT
44	4	572-003200	Ø10,5/30x2,5	SKIVE	WASHER
45	2	572-001997	Ø12/30	SKJERM SKIVE	WASHER
46	2	561-001963	Ø3.5X9.5	PAN PLATESKRUE	PAN SCREW
47	2	212-93		FORING	BUSHING
49	2	562-001846	M8	LÅSEMUTTER	LOCK NUT
50	2	591-000197		DEMPER	RUBBER
51	4	571-002682	A8	SEEGERRING	SEEGERRING
52	1	591-002054	MIOx50	STILLBAR FOT	ADJUSTABLE FOOT
53	3	40000-68		GUMMI TIL FOT	RUBBER FOOT
54	4	560-002103	M10x25	INNV. 6-KT SKRUE	SCREW
55	4	532-004170		HJUL	WHEEL
56	8	591-002990	F 60x40	PLAST PLUGG	PLASTIC PLUG
57	1	562-002002	M10	MUTTER	NUT
58	2	572-002691	Ø12	BØLGESKIVE	SPRING WASHER
59	4	591-002146	F40x40	PLASTPLUGG	PLASTIC PLUG
60	1	586-003160		GASSDEMPER	GAS SPRING
61	4	562-001846	M8	LÅSEMUTTER	LOCK NUT
62	1	560-002824	M8x35	6-KT SKRUE	SCREW
63	1	560-001840	M8x40	6-KT SKRUE	SCREW

Pos	Qty	Ref. no.	Dim	Benevnelse	Description
64	8	560-002823	M12x25	SKRUE	SCREW
65	12	572-001848	Ø13	SKIVE	WASHER
66	16	591-001963	SW 19	PLAST MUTTERHETTE	PLASTIC CAP
67	8	562-001844	M12	LÅSEMUTTER	LOCK NUT
68	2	571-002597	A16	SEEGERRING	SEEGERRING
69	1	40000-95		PAPIRRULL HOLDER	PAPER ROLL BRACKET
71	2	560-001840	M8x40	INNV. 6KT SKRUE	SCREW
75	2	560-002824	M8x35	INNV. 6KT SKRUE	ALLEN SCREW
76	1	571-002596	A12	SEEGERRING	SEEGERRING
79	4	560-002030	M8x75	SKRUE	SCREW
80	8	572-001847	Ø8	SKIVE	WASHER
81	8	530-000546		FORING	BEARING
82	1	40000-82		RYGGPUTERAMME	CUSHION FRAME
83	9	560-000272	M6x40	MASKINSKRUE	SCREW
85	2	591-000296	F30x20	PLASTPLUGG	PLASTIC PLUG
88	1	25905-9		SKAL	BOWL
89	2	576-000696	Ø8x30	SPENNSTIFT	LOCK PIN
90	1	586-004191		GASSDEMPER	GAS SPRING
91	4	591-002684		GUMMIHÅNDTAK	RUBBER GRIP
92	1	40000-89		HÅNDTAK	HANDLE
93	1	212-70		FESTE TIL GASSFJÆR	GAS SPRING BRACKET
94	1	560-000311	M10x60	SKRUE	SCREW
95	2	562-002001	M10x1	LAVMUTTER	LOW NUT
96	12	572-001847	Ø8	SKIVE	WASHER
97	1	560-002028	M6x60	SKRUE	SCREW
98	2	572-001981	Ø10	SKIVE	WASHER
99	1	576-002680	Ø6x36	SPENNSTIFT	PIN
100	1	562-001850	M6	LÅSEMUTTER	LOCK NUT
101	1	562-003807	M6	MUTTER	NUT
102	2	562-001891	M10	LÅSEMUTTER	LOCK NUT
103	1	562-001846	M8	MUTTER	NUT
104	1	560-002824	M8x35	INNV. 6KT. SKRUE	SCREW
105	1	670-004230		HÅNDKONTROLL (EKSTRA)	HAND CONTROL (OPTIONAL)
106	3	562-001846	M8	LÅSEMUTTER	LOCK NUT
107	2	560-000691	M10x40	SKRUE	SCREW
108	2	560-002824	M8x35	INNV. 6KTSKRUE	ALLENS CREW
109	1	580-002790		FJÆR	SPRING
110	1	560-002824	M8x35	SKRUE	SCREW
111	3	591-001995	F 40x30	PLASTPLUGG	PLASTIC PLUG
112	4	591-002998	GL19	PLAST PLUGG	PLASTIC PLUG
115	2	40000-14-4		FESTE FOR HYDR.PUMPE	HYDRAULIC PUMP BRACKET
116	1	675-002905		HYDRAULIKK PUMPE	HYDRAULIC PUMP
117	1	40000-28		PUMPEPEDAL HØYRE	RIGHT PUMP PEDAL
118	1	40000-29		PUMPEPEDAL VENSTRE	LEFT PUMP PEDAL
119	4	570-003321	Ø10	SPRENGSKIVE	SPRING WASHER
120	1	40000-80		TOPPRAMME	TOP FRAME
121	1	40000-88		VENSTRESKÅLHOLDER	LEFTBOWLHOLDER
122	1	40000-7		HODEPUTERAMME	HEADCUSHIONFRAME
123	2	560-005715	M8x8	GJENGESTIFT	PIN SCREW
124	1	40000-87		HØYRESKÅLHOLDER	RIGHTBOWLHOLDER
125	1	40000-81		SETEPUTERAMME	SEATCUSHIONFRAME
126	2	40000-86		SKÅLFESTE	HOLDER
127	1	40000-8-6		HENDEL	HANDLE
128	1	40000-8-3		FESTE	HOLDINGTUBE
132	2	572-001847	Ø8	SKIVE	WASHER
136	1	586-002088		GASSFJÆRFORHODEPUTE	GASSPRINGFORHEADCUSHION
137	2	567-002996	M10x20	LÅSEHÅNDTAK	LOCK HANDLE
138	2	560-002030	M8x75	SKRUE	SCREW
139	5	572-001979	Ø8,4	POM SKIVE	POM WASHER
140	1	560-002039	M6x30	SKRUE	SCREW
141	2	567-004097	M10x20	STJERNERATT	LOCKHANDLE
142	4	40000-84-04		GLIDEHYLSE	GLIDETUBE

# Follo Corpus G 124-303xxx

Pos	Qty	Ref. no.	Dim	Benevnelse	Description
143	2	40000-84-03		LASEHYLSE	LOCKINGTUBE
144	2	40000-84		BENFESTE	LEGHOLDER
146	1	599-004164		BENSTØTTEPAR(EKSTRAUTSTYR	LEGRESTPAIR(EXTRAEQ.)
147	1	97-40000-90-02		SETEPUTE	SEATCOSHION
148	1	97-40000-90-01		RYGGPUTE	BACKCUSHION
149	1	497-000950		HODEPUTE	HEADCUSHION
150	1	591-000296	F30x20	PLASTPLUGG	PLASTICPLUG
151	1	591-001968	A12	PLASTHETTE	PLASTICCAP
152	1	591-002044		PLAST PLUGG	PLASTIC PLUG
153	14	591-002581	SW 13	PLASTHETTE	PLASTIC CAP
154	6	572-001847	Ø8.4	SKIVE	WASHER
155	1	560-002039	M6x30	SKRUE	SCREW
156	2	562-001846	M8	LÅSEMUTTER	LOCKNUT
157	1	591-002438	GL 25	PLASTPLUGG	PLASTIC PLUG
160	2	572-002693	Ø10	BØLGESKIVE	SPRING WASHER
167	1	670-004221		KONTROLLBOKS CB09 100V	CONTROL BOX CB09 100V
170	1	670-004218		KONTROLLBOKS CB9CL 230V	CONTROL BOX CB09 2sOV
171	1	670-004229	SLSx2	BRYTER	SWITCH
172	1	670-004222	100 V	KONTROLLBOKS CB09 120V	CONTROL BOX CB09 120V
173	1	670-004231		FOTKONTAKT	FOOT SWITCH
174	2	562-003319	M4	LÅSEMUTTER	LOCK NUT
179	1	212-97		POM HYLSE	POM TUBE
180	1	591-002840	M8/Ø25	PLAST PLUGG	PLASTIC PLUG
181	1	572-001750	Ø8.5/Ø50	NYLON SKIVE	PLASTIC WASHER
182	1	567-000462	M8	RATT	HANDLE

# FOLLO CORPUS G



Installing of  
paper roll  
holder

