


FOLLO DIEM SLANT BOARD



FOLLO DIEM SLANT BOARD



FOLLO DIEM SLANT BOARD

Gratulerer med valget av et Follo Diem produkt. Vi har utarbeidet bruksanvisningen for at du som kunde skal få full utnyttelse av produktet. Les instruksjonen nøye før produktet monteres og tas i bruk. Heftet inneholder:

- ✓ Utpakking/installering
- ✓ Betjeningsveiledning
- ✓ Reservedelsliste
- ✓ Sikkerhetsinformasjon
- ✓ Vedlikehold/ettersyn
- ✓ Tekniske spesifikasjoner

UTPAKKING/INSTALLERING

1. Vær forsiktig ved åpning av emballasjen, kniv eller skarpe gjenstander skal **IKKE** brukes da det kan skade produktet.
2. Sjekk at produktet ikke har transportskader.

SIKKERHETSINFORMASJON

1. Gjør deg kjent med produktets håndtak og justeringer før betjening.

BETJENINGSVEILEDNING

1. Justering av T-håndtak: → Løsne håndtak (B), skyv T-håndtaket (A) opp eller ned og skru håndtak (B) fast igjen.
2. Justering av fotstøtten: → Justeres ved å skyve fotstøtten opp eller ned.

VEDLIKEHOLD/ETTERSYN

Hver tredje måned sjekkes følgende:

1. At opphengs kroker ikke er løse.

Rengjøring:

For å oppnå et bra utseende må skaien rengjøres regelmessig. En myk klut og varmt såpevann skal benyttes. Mild såpe og såpeflak anbefales, rester av såpen fjernes med kaldt vann, tørk deretter med en myk klut. Hvis skitten har satt seg fast, kan børste benyttes.

Skai er motstandsdyktig mot milde syrer, alkaliske væsker og husholdningsflekker. Flekker av kulepenn, lepestift, aviser og matrester kan bli sittende fast og må fjernes straks med en myk klut eller svamp fuktet i såpevann. Legg ikke varme/kalde pakninger direkte på skaien.

Oppløsningsmiddel, vokspolish, sterk syntetisk vaskemiddel eller kjemisk vaskemiddel skal ikke brukes. Bruk av disse ødelegger platen, stoff stivner og brister.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Bredde:	60cm
Lengde:	218cm
Vekt:	20kg
Maksimal belastning:	200kg

FOLLO DIEM SLANT BOARD

Gratulerar till köpet av en Follo Diem produkt. Läs noga igenom instruktionen innan produkten tas i bruk eller monteras, allt i syfte att få största möjliga utbyte av produkten.

Häftet innehåller:

- ✓ Uppackning/installation
- ✓ Användning
- ✓ Reservdelslista
- ✓ Säkerhetsinformation
- ✓ Underhåll/ efterkontroll
- ✓ Teknisk specifikation

UPPACKNING/INSTALLATION

1. Var försiktig när kartongen öppnas. Använd **INTE** kniv eller andra vassa föremål att skära upp kartongen. Man skadar lätt innehållet.
2. Kontrollera att produkten inte har transportskador.

SÄKERHETSINFORMATION

1. Prova bänkens handtag och justering innan produkten tas i bruk.

ANVÄNDING

1. Justering av T-handtag: → Lossa handtag (B), för T-handtag (A) uppåt eller nedåt och dra åt handtag (B) igen.
2. Justering av fotstödet: → Justering sker genom att skuva fotstödet upp eller ned.

UNDERHÅLL/EFTERKONTROLL

Kontrollera med jämna mellanrum (var tredje månad):

1. Att upphängningskrokarna inte har lossnat.

Liggytor ska rengöras med mild tvällösning. Fråga efter Kebo Fysio bänkrengöring för bästa effekt. Värme och kyl packningar får inte läggas direkt på liggytan. Då detta skadar vävplasten.

TEKNISK SPECIFIKATION

Bredd:	60cm
Längd:	218cm
Vikt:	20kg
Max belastning:	200kg

FOLLO DIEM SLANT BOARD

We congratulate you on choosing a Follo Diem product. This manual enables you to take full advantage of the product from the first day in use. Please read these instructions carefully before taking the product into use. Contents:

- ✓ Unpacking/installation
- ✓ How to use
- ✓ Technical specifications
- ✓ Safety information
- ✓ Maintenance instructions
- ✓ Spare parts list

UNPACKING/INSTALLATION

1. Take care when removing packing materials. **DO NOT** use a knife or other sharp instrument to avoid damaging the contents.
2. Inspect the bench for transport damage.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Study and learn the operation of the handles and switches.

HOW TO USE

1. Adjustment of T-handle: → Loosen handle (B), push the T-handle (A) up or down and fasten handle (B) again.
2. Adjustment of foot-support: → Push the foot-support up or down.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Check the following at regular intervals (every third month):

1. Make sure that the suspension hooks are not loosening.

To maintain the appearance of PVC Coated Fabrics they should be cleaned regularly to remove fatty substances that may reduce their service life. A soft cloth and warm soapy water should be used to clean the surface of the material. Mild soap or soap flakes are recommended and residual soap should be removed using cold water. The surface should be scrubbed with a soft brush. Solvent cleaners, wax polishes strong detergents and patent chemical cleaners should not to be used. The use of these substances is likely to harmful the coat and repeated use can result in the removal of elasticity from the PVC coating, which will result in hardening and subsequent cracking of the material's surface. PVC Coated Fabrics are resistant to most mild acids, alkalis and household stains. The vinyl may absorb some substances such as ballpoint pen ink, lipstick, newsprint and food, and this may cause permanent staining. This can often be minimised by immediate cleaning with damp, soap cloth or sponge. Never place hot or cold items directly on PVC Coated Fabrics.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Width	60cm
Length	218cm
Weight:	20kg
Maximum load	200kg

FOLLO DIEM SLANT BOARD

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl eines Follo Diem Liege. Dieses Instruktionshft wurde ausgearbeitet, um Ihnen als Benutzer den vollen Nutzen des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, ehe Sie die Liege montieren oder in Benutzung nehmen. Inhalt dieses Heftes:

- ✓ Auspacken/Installieren
- ✓ Bedienung
- ✓ Technische Spezifikationen
- ✓ Sicherheitsinformation
- ✓ Pflege/Instandhaltung
- ✓ Ersatzteilliste

AUSPACKEN/INSTALLIEREN

- Vorsicht beim Öffnen der Verpackung. **Bitte Verpackung nicht mit Messer** o.ä. aufschneiden. Der Inhalt könnte beschädigt werden.
- Liege auf eventuelle Transportschäden prüfen.

SICHERHEITSINFORMATION

- Machen Sie sich mit Handgriffen und Bedienungsknöpfen der Liege vertraut.

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Justierung des T-Handgriffes: → Handgriff (B) lockern T-Handgriff (A) nach oben oder unten schiebe und Handgriff (B) wieder festschrauben.
- Justierung der Fußstütze: → Wird durch Auf- und Abschieben der Fußstütze justiert.

INSTANDHALTUNG/INSPEKTION

Folgende Punkte regelmässig (vierteljährlich) kontrollieren:


- Dass sich die Aufhängehaken nicht gelockert haben.

Die Polster-Oberflächen der Therapieliegen sollten regelmäßig von fetthaltigen Substanzen befreit werden. Dazu verwenden Sie bitte ein wisches Tuch und warmes Seifenwasser. Zu empfehlen ist eine milde Seife oder Seifenflocken. Rückstände enternen Sie bitte mit kaltem Wasser. Abzuraten ist von Lösungsmitteln, Wachspolituren sowie chemischen Reinigungsmitteln, da dadurch die Oberflächen des Materials angegriffen werden. Verschmutzungen durch Substanzen wie Kugelschreiberinte, Lippenstift, Druckerschwärze oder Lebensmittel entfernen Sie am besten sofort mit einem feuchten Seifentuch oder – schwamm. Legn Sie bitte keine extrem heißen oder kalten Gegenstände auf das Polstermaterial. Nach der Reinigung der Therapieliege geben Sie bitte eine dünne schicht Silikonspray auf die gleitenden Metall-Oberflächen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Breite	60cm
Länge	218cm
Gewicht	20kg
Höchste Belastung	200kg

FOLLO DIEM SLANT BOARD
 MADE IN SWEDEN
 FOLLO INDUSTRIER A/S
 DRUBSBOGAARDEN 1



Pos	Qty	Ref. no.	Dim	Benevnelse	Description
1	1	221-01		RAMME	FRAME
2	1	221-02		T-HÅNDTAK	T-HANDLE
3	2	221-03		OPPHENGSKROK	HOOK
4	1	221-04		GLIDERAMME	FRAME
5	1	221-05	Ø50	SKIVE	WASHER
6	1	221-06		AKSEL	AXLE
7	1	221-07	Ø8x85	BOLT	BOLT
8	1	481-221-08*		LIGGEPUTE	CUSHION
9	2	481-221-09*		HODEPUTE	HEAD CUSHION
10	1	221-10		FOTSTØTTE	FOOT SUPPORT
11	1	221-11		FESTERØR F/STRAMMEAKSEL	FASTEN PIPE
13	2	221-13		POM TRINSE	POM
14	1	221-14		FOT PLATE	FOOT PLATE
15	2	591-001963	SW 19	MUTTERHETTE	PLASTICCAP
16	2	591-000196		HANDGRIP	HANDGRIP
17	2	591-000274	F50x20	PLASTINNSATS	PLASTIC PLUG
18	2	591-000481	E 25x25	PLASTINNSATS	PLASTIC PLUG
19	4	560-000272	M6x40	MASKINSKRUE	SCREW
20	6	560-002031	M6x50	UMBRAKOSKRUE	SCREW
21	2	562-001844	M12	LÅSEMUTTER	LOCKNUT
21	3	572-001848	Ø13	UNDERLAGSKIVE	WASHER
23	2	572-002691	Ø12	BØLGESKIVE	WASHER
24	2	591-003132	A8	PLASTHOLK	PLASTIC CAP
25	1	571-002596	A12	SEEGRING	LOCK RING
26	1	595-000577		PØLL	CUSHION
27	1	590-000247		CE-MERKE	CE LABEL
28	1			SERIE MERKE	SERIAL NO.
29	8	560-000273	M6X45	MASKINSKRUE	SCREW
30	2	560-002397	M6x55	UMBRAKOSKRUE	SCREW
31	2	594-002780	150mm	BORRELÅS	

*) Four different colours.

