

FOLLO CORPUS SX / SXT / SXG



FOLLO CORPUS SX / SXT / SXG

We congratulate you on choosing a Follo Corpus product. This instruction makes it able for you to take full advantage of the product from the first day in use. Please read these instructions carefully before taking the product into use.

Contents: Check list, unpacking/installation, safety information, how to use, maintenance instructions, technical specifications and spare parts list

ORDER NO.:

COLOUR:

SERIAL NO.:

FUNCTION TEST:

☐ Bottom frame (screws, plastic parts, surface)	☐ Cushions (colour, screws, surface)
☐ Top frame (screws, plastic parts, surface)	☐ Paper roll holder
☐ Surfaces (no damages)	☐ Foot pedal, lowering/raising.
☐ Raising (function/noise)	☐ 110 Voltage ☐ 220 Voltage

ASSEMBLED (date/sign.):

END CONTROLLED (date/sign.):

PACKING CONTROL: (date/sign.):

FOLLO FUTURA AS - POSTBOKS 112 - 1430 Ås - NORWAY

WWW.FOLLO-FUTURA.NO

EC DECLARATION OF CONFORMITY FOR MACHINERY AND MEDICAL DEVICES

Manufacturer: Follo Futura AS

Address: Brekkeveien 43
1430 Ås
NORWAY

Herewith declares that: Follo Corpus SX (126-22xxxx)

is in conformity with the provisions of the Machinery Directive (Directive 2006/42/EF),
Medical Device Directive (93/42/EEC annex VII)

Class 1.

Ås, Norway 31.01.2011


Mette Veiby
Managing Director

EC DECLARATION OF CONFORMITY FOR MACHINERY AND MEDICAL DEVICES

Manufacturer: Follo Futura AS

Address: Brekkeveien 43
1430 Ås
NORWAY

Herewith declares that: Follo Corpus SXT (126-225200T)

is in conformity with the provisions of the Machinery Directive (Directive 2006/42/EF),
Medical Device Directive (93/42/EEC annex VII)

Ås, Norway


Mette Veiby
Managing Director

EC DECLARATION OF CONFORMITY FOR MACHINERY AND MEDICAL DEVICES

Manufacturer: Follo Futura AS

Address: Brekkeveien 43
1430 Ås
NORWAY

Herewith declares that: Follo Corpus SXG (126-225300G)

is in conformity with the provisions of the Machinery Directive (Directive 2006/42/EF),
Medical Device Directive (93/42/EEC annex VII)


Ås, Norway 04.04.15



Mette Veiby
Managing Director

Follo Corpus SXG
126-225300G



Follo Corpus SXT
126-225200T






Follo Corpus SX Bas
126-225100H



Follo Corpus SX Prima
126-225020P



FOLLO CORPUS SX / SXT / SXG



BEREGNET BRUK SX

Follo Corpus SX er en fysioterapi-, undersøkelses- og behandlingsbenk ment for behandling av pasienter.

BEREGNET BRUK SXT

Follo Corpus SXT er en undersøkelses- og behandlingsbenk ment for behandling av pasienter.

BEREGNET BRUK SXG

Follo Corpus SXG er en gynekolog-, undersøkelses- og behandlingsbenk ment for behandling av pasienter.

KONTROLL VED LEVERING

Informér transportøren umiddelbart ved eventuell transportskade. Ta vare på emballasjen helt til transportøren har kontrollert varene og man har kommet fram til en avtale.

Utpakking/installering

1. Vær forsiktig ved åpning av emballasjen, kniv eller skarpe gjenstander skal IKKE brukes da det kan skade produktet.
2. Sjekk at produktet ikke har transportskader.
3. Prøv ut benkens funksjoner.

Sikkerhetsinformasjon

1. Gjør deg kjent med benkens håndtak og brytere før betjening.
2. Ved justering, pass på at ikke noe kommer i klem.
3. Benken må ikke belastes med mer enn angitt dynamisk belastning.
4. Forsikre deg om at benken står på et stødig underlag.
5. Forsikre deg om at hjulene er låst før behandlingen starter.

Garantier

Follo Futura gir 2 års garanti på materialer og tilvirkningsfeil, under forutsetning av at produktet benyttes i tråd med produktets formål og i henhold til bruksanvisningen. Slitasje og skader på overflatebehandlede deler gis det ikke garanti på. Skader som skyldes unormal bruk, eller som er forårsaket av overlast, dekkes ikke av garantien. Instruksjonene for vedlikehold og bruk må overholdes for at garantien skal gjelde. Forutsatt at produktet er vedlikeholdt, som beskrevet i denne bruksanvisning, er forventet levetid 5 år. Produktet skal ikke modifiseres eller brukes med andre deler enn originalt. Produsentansvaret for CE - merkingen faller bort ved enhver egen modifisering.

- Benken har 6 mnd. garanti på puter ved produksjonsfeil. (Ikke mot transportskader eller kuttskader ved åpning av emballasje).
- Benken har 2 års garanti på elektriske deler.
- Benken har 5 års produksjonsgaranti på mekaniske konstruksjoner.

Denne benken er montert, kontrollert og godkjent i henhold til bedriftens kvalitetssystem.

Brukerveiledning SX / SXT / SXG

Høydeinnstilling:

Betjen fotpedalen (1) for å justere benken til ønsket høyde.

Betjening av brems:

Man kan betjene hjulbremsene fra en side av benken. Produktet er ikke utstyrt med sentrallås, men bremsefunksjonen fungerer i par, ett par ved hodeputen og ett par ved fotenden. Bremspedalen (4) er merket med en rød og en grønn del. Press ned den røde delen for å aktivere bremsen. NB! Begge bremsesettene må aktiveres for at benken skal stå rolig. Press ned den grønne delen for å frigjøre bremsefunksjonen.

Brukerveiledning SX / SXG

Betjening av hodepute:

Hodeputen (8) reguleres ved bruk av hendel plassert under hodepute (7). Dra hendelen mot deg og juster puten i ønsket posisjon, slipp hendelen. NB! Hodeputen er ikke konstruert for å sittes på.

Brukerveiledning SX

Betjening av bakpute:

Bakpute (10) reguleres ved å betjene hendelen (11) som er plassert på undersiden av puten. Trykk inn hendelen og juster puten til ønsket posisjon og slipp deretter hendelen for å låse puten.

Justering av understell:

Benkens stabilitet justeres ved å regulere justeringsbeinet (9). Løsne først på kontramutteren(12), deretter reguleres den stillbare foten (13) til benken står stabilt, så sikres justeringsbeinet ved å stramme til kontramutteren.

Brukerveiledning SXT

Betjening av hodepute:

Håndtak (3) foran/under hodeputen løser ut låsingen på hodeputen slik at hodeputen kan vippe opp eller ned. Slippes håndtaket blir hodeputen stående låst i stillingen. NB! Pass på at håndtaket (3) peker nedover, slik at hodepute (2) og håndtak ikke kommer i klem.

Brukerveiledning SXG

Betjening av benstøttene:

Løsne på ratt (6) og dra røret ut til ønsket posisjon i horisontal retning og stram deretter rattet til igjen. For å justere benstøttene i riktig høyde: Løsne på håndtak (5) og juster til ønsket høyde, stram deretter håndtaket til igjen.

Vedlikehold/ettersyn

Hver tredje måned sjekkes følgende:

1. Skader eller slitasje på ledningene.
2. Sjekk at høydejusteringen og alle betjeningshendler og pedaler virker som de skal.
3. Påfør et tynt lag med vanlig silikonspray på glideflater.
4. Kontroller seegerringer og skruer at de ikke har løsnet eller er borte.
5. Kontroller at bremsefunksjonen virker som den skal.

Rengjøring

For å ivareta skaien må den rengjøres regelmessig. En myk klut og varmt såpevann skal benyttes. Mild såpe og såpeflak anbefales, rester av såpen fjernes med kaldt vann, tørk deretter med en myk klut. Hvis skitten har satt seg fast, kan en myk børste benyttes.

Skai er motstandsdyktig mot milde syrer, alkaliske væsker og husholdningsflekker. Flekker av kulepenn, leppestift, aviser og matrester kan bli sittende fast og må fjernes straks med en myk klut eller svamp fuktet i såpevann. Legg ikke varme/kalde pakninger direkte på skaien. Opppløsningsmiddel, vokspolish, sterkt syntetisk vaskemiddel eller kjemisk vaskemiddel skal ikke brukes. Bruk av disse stoffene ødelegger plasten, stoffet stivner og brister.

Resirkulering

Aktuator, kontrollboks og fotkontakt deponeres som elektroavfall. Bunnramme, saksevinger, toppramme og puteramme deponeres som metall. Plastprodukter og puter deponeres som restavfall.

Elektromotoren

Elektromotoren er klargjort og testet fra fabrikk, men ved feilfunksjon bør følgende kontrolleres:

1. Kontroller at ledningsstøpselet er fullstendig festet.
2. Kontroller at elektrisk kontakt på motor er ordentlig festet.

Tekniske spesifikasjoner SX

Høyde min/maks:	Bredde:	Lengde:	Vekt:	Maks dynamisk belastning:
50 / 102 cm	70 cm	201 cm	74 kg	225 kg

Tekniske spesifikasjoner SXT

Høyde min/maks:	Bredde:	Lengde:	Vekt:	Maks dynamisk belastning:
51 / 104 cm	70 cm	210 cm	76 kg	225 kg

Tekniske spesifikasjoner SXG

Høyde min/maks:	Bredde:	Lengde:	Vekt:	Maks dynamisk belastning:
51 / 104 cm	70 cm	200 cm	70 kg	225 kg



FOLLO CORPUS SX / SXT / SXG

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE SX

Follo Corpus SX är en fysioterapi-, undersöknings- och behandlingsbänk.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE SXT

Follo Corpus SXT är en undersöknings- och behandlingsbänk.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE SXG

Follo Corpus SXG är en gynekolog-, undersöknings- och behandlingsbänk.

KONTROLL VID LEVERANS

Informera transportören omgående vid eventuella transportskador. Spara emballaget tills transportören undersökt detta och produkten.

UPPACKNING/INSTALLATION

1. Var försiktig vid öppning av emballaget. Kniv eller andra vassa föremål skall inte användas då det kan skada liggytan.
2. Kontrollera att produkten inte har några transportskador.
3. Prova bänkens alla funktioner.

SÄKERHETSINFORMATION

1. Gör dig bekant med bänkens alla funktioner.
2. Vid justering av inställningar kontrollera att inget kommer i kläm.
3. Bänken får inte belastas med mer än angiven dynamisk eller statisk belastning.
4. Försäkra dig om att bänken står på ett stadigt underlag.
5. Försäkra dig om att bänkens hjul är låsta innan behandlingen påbörjas.

GARANTIER

Follo Futura ger 2 års garanti på material och tillverkningsfel under förutsättning att bänken används till angivna användningsområde och enligt bruksanvisningen. Ingen garanti lämnas på slitage eller skador på lackerade ytor. Skador förorsakade av onormal användning eller av överlast täcks inte av garantin. Förutsatt att produkten används och underhålls enligt denna bruksanvisning är den förväntade livslängden minst 5 år.

Produkten skall inte modifieras eller användas med andra delar än originaldelar. Tillverkarens ansvar för CE-märkningen försvinner vid egen modifiering.

Bänken har 6 månaders garanti på dynor vid produktionsfel (gäller inte för transportskador, etc.)

Bänken har 2 års garanti på elektriska delar.

Bänken har 5 års produktionsgaranti på mekaniska delar.

Denna bänk är monterad, kontrollerad och godkänd enligt tillverkarens kvalitetssystem.

BRUKSANVISNING SX / SXT / SXG

Höjdställning:

Använd fotkontrollen (1) för att justera bänken till önskad höjd.

Bromsar:

Hjulen kan bromsas från båda sidor av bänken. Bänkens bromsar fungerar i par, ett par vid huvudändan ett par vid fotändan.

Bromspedalen (4) har en röd och en grön markering. Tryck ner den röda delen för att aktivera bromsen och den gröna delen för att frigöra bromsen. OBS att båda bromsarna måste aktiveras för att bänken skall stå stadigt.

BRUKSANVISNING SX / SXG

Reglering huvuddynan:

Huvuddynan (8) justeras genom handtaget placerat under huvuddynan. Dra handtaget mot dig och justera dynan i önskat läge, släpp handtaget varvid dynan låses. OBS att huvuddynan inte är konstruerad för att sitta på.

BRUKSANVISNING SX

Reglering av ryggdynan:

Ryggdynan (10) regleras genom handtaget (11) placerat under dynan. Tryck in handtaget och justera dynan till önskad position och släpp därefter handtaget för att låsa dynan.

Justering av ställbar fot:

Om golvet där bänken står är ojämnt går detta att kompensera med hjälp av en ställbar fot i ett av stödbenen (9). För att justera lossar man den övre låsmuttern (12). Ställfoten går sedan att skruva in eller ut och på så sätt kompensera ojämnheten. Glöm ej dra åt låsmuttern (12) när önskad höjd är inställd.

BRUKSANVISNING SXT

Reglering av huvuddynan:

Huvuddynan regleras genom handtaget (3) som är placerat under framkanten av dynan. Tryck in handtaget och justera dynan i önskat läge och släpp därefter handtaget för att låsa dynan. Se till att handtaget (3) pekar nedåt så att inte huvuddynan och handtag kommer i kläm.

BRUKSANVISNING SXG

Justering av benstöd:

Lossa på ratten (6) och dra ut röret till önskad position och dra sedan åt ratten. För att justera benstödet höjd. Lossa på handtag (5) och justera till önskad höjd. Dra därefter åt handtaget igen.

UNDERHÅLL/KONTROLL

Var tredje månad kontrolleras följande:

1. Eventuella skador eller slitage på kablarna
2. Att alla höjdjusteringar, pedaler och övriga reglage fungerar
3. Smörj med ett tunt lager silikonspray på alla glidytor
4. Att alla skruvar, bultar och segersäkringar sitter fast
5. Att hjulens bromsfunktion fungerar.

RENGÖRING

Vid normal rengöring av liggytan använd en mjuk fuktad trasa (tvållösning). Torka av med en med vatten fuktad trasa och torka sedan torrt. Alkoholbaserade desinfektionsmedel kan användas men detta torkar på sikt ut ytan.

Även stativ etc. kan torkas med en fuktig trasa. Behöver dessa delar desinficeras kan man använda t.ex. Virkon eller alkoholbaserade desinfektionsmedel.

Återvinning

Ställdon, kontrollbox och fotkontroll hanteras som elektronikavfall. Stativ och hjul deponeras som metallavfall. Dynor samt plastdetaljer deponeras som brännbart avfall.

Tekniska specifikationer SX

Höjd min / max	Bredd:	Längd:	Vikt:	Max dynamisk belastning:
50 / 102 cm	70 cm	201 cm	74 kg	225 kg

Tekniska specifikationer SXT

Höjd min/max:	Bredd:	Längd:	Vikt:	Max dynamisk belastning:
51 / 104 cm	70 cm	210 cm	76 kg	225 kg

Tekniska specifikationer SXG

Höjd min/max:	Bredd:	Längd:	Vikt:	Max dynamisk belastning:
51 / 104 cm	70 cm	200 cm	70 kg	225 kg

INTENDED USE, SX

Follo Corpus SX is a physiotherapy/examination/treatment table intended for treating patients.

INTENDED USE, SXT

Follo Corpus SXT is an examination and treatment table intended for treating patients.

INTENDED USE, SXG

Follo Corpus SXG is a gynaecology examination and treatment table intended for treating patients.

CHECK THE PRODUCT AS SOON AS IT IS DELIVERED

Inform the carrier immediately if you notice any damage to the product from transport. Keep the packaging until the carrier has checked the products and both agree to sign for the delivery.

Unpacking and installation

1. Be careful when opening the packing. Knives or sharp objects must NOT be used because these can damage the product.
2. Check to see whether the product was damaged during transport or not.
3. Test the table's functionalities.

Safety information

1. Familiarise yourself with thearm
2. table's handles and switches before you start to use it.
3. Make certain that nothing can be caught or pinched in the mechanism when making adjustments.
4. The table must not be subject to excess dynamic loads beyond those stated on the product specification sheet.
5. Make certain the table is standing on a flat and sturdy floor.
6. Make certain the wheels are locked before beginning treatment.

Guarantees

Follo Futura offers a 2-year guarantee on materials and manufacturing errors, on the condition the product is used in accordance with its intended use and operating instructions. Wear and damage to parts with surface treatments are not covered by the guarantee. Damage from abnormal use, or damage caused by exceeding load specifications, is not covered by the guarantee. The instructions for use and maintenance must be followed for the guarantee to be valid. The product has an anticipated lifetime of 5 years, assuming the product is subject to regular maintenance as described in these instructions. The product must not be modified in any way or used with other than the original parts. Producer liability for CE-labelling is revoked if any modifications are made to the product.

- The table has a 6-month guarantee on the cushions, in case of production errors. (This does not include damage during transport or cutting damage when opening the packing).
- The table has a 2-year guarantee on electrical parts.
- The table has a 5-year production guarantee on mechanical constructions.

This table has been mounted, checked and approved pursuant to the company's quality assurance system.

User's Manual, SX / SXT / SXG

Height adjustments:

Use the foot pedal (1) to adjust the table to the desired height.

Servicing the brake:

The wheel brake can be engaged from one side of the table. The product is not equipped with a main locking mechanism, but the brakes function in pairs; one pair at the head cushion and one pair at the foot of the table. The brake pedal (4) is marked with a red and a green pedal. Press down on the red pedal to engage the brake. **PLEASE NOTE!** Both brakes must be engaged to keep the table in a stable position. Press down on the green pedal to release the brake.

User's Manual, SX / SXG

Servicing the head cushion:

The head cushion (8) is adjusted using the handle located below the head cushion (7). Pull the handle toward you and adjust the cushion to the desired position, then release the handle. **PLEASE NOTE!** The head cushion should not be used as a chair.

User's Manual, SX

Servicing the back cushion:

The back cushion (10) is adjusted using the handle (11) located under the back cushion. Push the handle inward to set the cushion at the desired position, then release the handle to lock the cushion in place.

Adjust the frame:

The table's stability is adjusted by moving the adjustment leg (9). First loosen the backnut (12), then move the adjustable foot (13) until the table legs rest firmly on the floor, then lock the adjustment leg by tightening the backnut.

User's Manual, SXT

Servicing the head cushion:

The handle (3) in front/below the head cushion releases the lock on the head cushion so the cushion can be rotated up or down. The head cushion will remain in place when you release the handle. **PLEASE NOTE!** Be certain the handle (3) points downward so the head cushion (2) and handle are not jammed together.

User's Manual, SXG

Servicing the legs supports:

Loosen the wheel (6) and pull the pipe outward in a horizontal direction to the desired position, then tighten the wheel. To adjust the leg supports to the correct height: Loosen the handle (5), adjust to the desired height, then tighten the handle firmly.

Maintenance / regular inspections

Check the following items once every three months:

1. Damage or wear to wires.
2. Check to see that the height adjustment and all servicing handles and pedals are working properly.
3. Apply a thin layer of standard silicone spray on the glide surfaces.
4. Check the Seeger rings and screws to make certain these have not loosened or fallen off.
5. Check to see that the brake function is working properly.

Cleaning

The synthetic leather must be cleaned frequently to protect its lasting quality. A soft rag and warm soapy water should be used. Mild soap and soap flakes are recommended, remaining soap must be removed using cold water – then dry using a soft rag. Remove any stains using a soft brush.

The synthetic Skai leather is resistant to mild acids, alkali liquids and normal stains. Stains from ballpoint pens, lipstick, newspapers and foods can stick to the leather permanently, so these must be removed immediately using a moist soft rag or sponge with soapy water. Do not put hot or cold packs directly on the leather. Solvents, wax polish, strong synthetic detergents or chemical detergents must not be used. The use of these substances will destroy the plastic and it will harden and crack.

Recycling

The actuator, control box and foot pedal contacts should be delivered to an electrical waste container. The frame, scissor legs, top frame and cushion frame can be discarded in a metal recycling bin. The plastic products and cushions should be thrown into the general waste bin.

The electric motor

The electric motor is ready for use and has been tested at the factory. In the event of a malfunction try the following solutions:

1. Check the plug to see if it is sitting properly in the socket.
2. Check to see that the electrical contacts on the motor are properly fastened.

Technical specifications SX

Min / max height:	Width:	Length:	Weight:	Max. dynamic load:
50 / 102 cm	70 cm	201 cm	74 kg	225 kg

Technical specifications SXT

Min / max height:	Width:	Length:	Weight:	Max. dynamic load:
51 / 104 cm	70 cm	210 cm	76 kg	225 kg

Technical specifications SXG

Min / max height:	Width:	Length:	Weight:	Max. dynamic load:
51 / 104 cm	70 cm	200 cm	70 kg	225 kg

ANWENDUNG SX

Follo Corpus SX ist eine Physiotherapie-, Untersuchungs- und Behandlungsliege zur Behandlung von Patienten.

ANWENDUNG SXT

Follo Corpus SXT ist eine Untersuchungs- und Behandlungsliege zur Behandlung von Patienten.

ANWENDUNG SXG

Follo Corpus SXG ist eine Gynäkologie-, Untersuchungs- und Behandlungsliege zur Behandlung von Patienten.

LIEFERUNG PRÜFEN

Bei eventuellen Schäden die Frachtfirma unverzüglich informieren. Verpackung aufheben bis der Transporteur die Sendung kontrollieren kann und ein Abkommen über weitere Vorgehensweise vereinbart wurde.

ÖFFNEN / INSTALLIEREN

- Verpackung sehr vorsichtig öffnen. Messer oder scharfe Gegenstände nicht benutzen – das Produkt kann beschädigt werden.
- Das Produkt auf etwaige Transportschäden überprüfen
- Sämtliche Funktionen der Liege überprüfen.

SICHERHEITSINFORMATION

Machen Sie sich bekannt mit den verschiedenen Funktionen der Liege, bevor sie diese in Betrieb nehmen.

Bitte die Einklemmrisiken bei verschiedenen Einstellungen beachten.

Die Liege darf nicht über den angegebenen, dynamischen Maximalwert belastet werden.

Überprüfen Sie dass die Liege stabil auf dem Boden steht.

Die Transportrollen sollen vor der Inbetriebnahme festgestellt sein.

GARANTIEVORSCHRIFTEN

Follo Futura gewährt 2 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler, unter der Voraussetzung dass die Liege sachgerecht und gemäß der Bedienungsanleitung benutzt wird.

Verschleiß oder Schäden an lackierten Oberflächen, Überbelastung oder unsachgemäße Nutzung sind von der Garantie ausgenommen. Bei normaler Nutzung und regelmäßiger Wartung gemäß der Bedienungsanleitung ist eine 5-jährige Produktgarantie auf die mechanische Konstruktion gewährleistet.

Bei Modifizierung oder Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen entfällt die CE-Zulassung.

Auf etwaige Produktionsfehler auf Polster wird 6 Monate Garantie gewährleistet.

Polster die beim Transport oder beim Auspacken von Schneidwerkzeuge beschädigt wurden, werden von der Garantier nicht abgedeckt.

Die Liege wurde produziert und kontrolliert gemäß das Qualitätssicherungssystem des Herstellers.

BEDIENUNGSANLEITUNG SX / SXT / SXG

Höheneinstellung:

Die Höhe wird mittels des Fußpedals (1) justiert.

Feststellfunktion:

Die Transportrollen können von beiden Seiten der Liege betätigt werden. Die Feststellfunktion wird paarweise – jeweils an dem Kopfteil und Fußteil betätigt. Die Fußpedale (4) sind mit Rot und Grün

markiert – Durch das Treten auf dem roten Pedal wird die Feststellfunktion aktiviert. (Achtung) Die Liege steht dann erst fest, wenn alle rollen gesperrt sind. Durch das Treten auf dem grünen Pedal wird die Feststellfunktion entriegelt.

BEDIENUNGSANLEITUNG SX / SXG

Kopfteil einstellen:

Das Kopfteil (7) wird durch der Betätigung des Hebels (8) unter dem Kopfteilpolster reguliert. Ziehen Sie den Hebel zu sich, bewegen Sie das Kopfteil in die gewünschte Position und lassen Sie den Hebel wieder los. (Achtung) Das Kopfteilpolster ist für das Aufsitzen nicht konstruiert.

BEDIENUNGSANLEITUNG SX

Beinpolster einstellen:

Das Beinpolster (10) wird durch den Hebel (11) unter dem Beinpolster reguliert. Den Hebel eindrücken, das Fußteil in die gewünschte Position führen und den Hebel wieder loslassen.

Nivelierung des Untergestells:

Die Stabilität der Liege wird bei dem einstellbaren Bein (9) reguliert. Kontermutter (12) lösen, den verstellbaren Fuß (13) bewegen, bis die Liege stabil steht und mit der Kontermutter sichern.

BEDIENUNGSANLEITUNG SXT

Bedienung des Kopfteilpolsters:

Der Hebel (3) vorne unter dem Kopfteil löst die Haltevorrichtung des Kopfteils aus. Den Winkel des Kopfteils wählen und den Hebel wieder loslassen. (Achtung) Der Hebel (3) soll nach unten zeigen, so dass das Kopfteilpolster (2) und der Hebel nicht eingeklemmt wird.

BEDIENUNGSANLEITUNG SXG

Bedienung der Stützbeine:

Drehknopf (6) lösen und das Rohr in der gewünschten horizontalen Position führen. Den Drehknopf wieder gut anziehen. Um die korrekte Höhe der Beinstützen zu gelangen: Hebel (5) lösen, einstellen und den Hebel wieder gut befestigen.

WARTUNG

Wiederkehrende Kontrollmaßnahmen (jede 3. Monat):

Bitte alle Leitungen auf Schäden oder Verschleißerscheinungen prüfen.

Höheneinstellung, Bedienteile und Pedale auf deren einwandfreien Funktion kontrollieren.

Gleitflächen sollten mit einer dünnen Schicht von Silikonspray eingesprüht werden.

Seeger-Ringe und Schraubverbände auf deren festen Sitz überprüfen.

Die Feststellfunktion auf der korrekten Funktion prüfen.

REINIGUNG

Kunstlederoberflächen sollen regelmäßig gereinigt werden. Weiche Tücher und warme, milde Seifenlauge werden hierfür benutzt.

Restbestände werden mit kaltem Wasser weggespült. Mit weichen Tüchern abtrocknen. Bei festen Verschmutzungen kann eine weiche Bürste benutzt werden.

Das Kunstleder ist gegen milde Säuren und alkalische Flüssigkeiten widerstandsfähig.

Flecken von Kugelschreiber, Lippenstift, Zeitungen und Essensrestgegenstände sollte sofort mit einem weichen Tuch oder Schwamm mit milder Seifenlauge entfernt werden. Warme oder kalte Packung nicht direkt an der Kunstlederoberfläche platzieren.

Lösungsmittel, Poliermittel, hoch konzentrierte synthetische oder chemische Reiniger darf nicht verwendet werden. Produkte dieser Art zerstört das Kunstleder, macht es hart und rissig.

RECYKELN

Hubmotor, Kontrollbox und Fußschalter wird als Elektroschrott recycelt. Unter- und Obergestell, Scherenkonstruktion und Polsterrahmen werden als Metall deponiert. Produkte aus Kunststoff wird als Restmüll entsorgt.

ELEKTROMOTOREN

Die Elektromotoren werden werkseitig montiert und kontrolliert. Sollte jedoch eine Fehlfunktion festgestellt werden, bitte folgen Funktionen zuerst überprüfen:

- Überprüfen Sie dass der Stecker der Steuerleitung korrekt eingesteckt wurde.
- Überprüfen Sie dass der Netzstecker korrekt angeschlossen wurde.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION SX

Höhe min/max:	Breite:	Länge:	Gewicht:	Max dynamische Belastung:
50 - 102 cm	70 cm	201 cm	74 kg	225 kg

TECHNISCHE SPEZIFIKATION SXT

Höhe min/max:	Breite:	Länge:	Gewicht:	Max dynamische Belastung:
51 - 104 cm	70 cm	210 cm	76 kg	225 kg

TECHNISCHE SPEZIFIKATION SXG

Höhe min/max:	Breite:	Länge:	Gewicht:	Max dynamische Belastung:
51 - 104 cm	70 cm	200 cm	70 kg	225 kg

Merker:



Serienummer, fabrikat navn, adresse og CE merke.

Klemfare


Advarsel mot elektrisk støt.

Merke for fotpedal. Ned funksjonen.

Merke for fotpedal. Opp funksjonen.


Retningspil for puteutløser funksjonen. Follo Corpus SXT.

Stor etikett med logo og web adresse.




Bunnramme

PARTS LIST		
ITEM	QTY	PART NUMBER
1	1	225-01 Bunnramme
2	4	531-003797 Oljebronsjelager
3	4	532-004210 Hjul
4	2	225-13 Bremsbolt
5	4	591-002045 F50x40 HULL Ø13
6	2	591-004190 bremsedal
7	2	591-004190 Bremsedal HØYRE
8	4	591-000242 Hullplugg
9	4	572-001851 M6 underlagskive
10	4	560-002038 M6x10 Unbrako




Sakseramme

PARTS LIST		
ITEM	QTY	PART NUMBER
1	16	531-003797 Oljebronsjelager
2	1	225-02 Ytre saksevange
3	1	225-03 Indre saksevange
4	2	225-11 Øvre lagerhjul
5	2	225-12 Nedre hjullager
6	2	225-18 Distansehylse
7	2	225-10 Øvre bæreaksel
8	4	225-09 Nedre bæreaksel
9	2	591-001969 E30x30
10	1	530-117616 Ø10-Ø12x10
11	12	562-001844 M12 låsemutter
12	12	591-001963 SW19
13	1	670-004219 Fotkontakt FS2
14	1	670-004225 Actuator
15	1	212-43 Aksel Ø15
16	1	212-49 Aksel Ø12/Ø10
17	1	571-002596 A12 Seegerring
18	1	571-000494 A10 Seegerring
19	12	572-001848 Ø12 underlagskive
20	1	670-004218 Kontrollboks CB9



Toppramme SXT


PARTS LIST		
ITEM	QTY	PART NUMBER
1	4	531-003797 Oljebronsjelager
2	1	225-56 Toppramme SXT
3	1	225-52 Putehengsel SXT
4	2	225-55 Lang putevange SXT
5	1	210-26 Puteramme
6	4	591-002043 F50x30
7	2	591-000296 F30x20
8	2	591-001995 F40x30
9	1	200-77 Hodepute bolt
10	2	591-001969 E30x30
11	2	200-72 Aksling til utløser
12	2	567-002997 M12 håndtak
13	2	562-002003 M12 mutter
14	1	560-000314 M8x90 Unbrako
15	5	562-001846 M8 Låsemutter
16	2	572-001979 Ø8 Plast skive, hvit
17	12	572-001847 M8 Underlagskive
18	2	560-002030 M8x75 Unbrako
19	2	560-003926 M8x65 Unbrako
20	6	591-002581 SW13
21	6	560-000273 M6x45 Maskinskrue
22	4	560-002046 M6x100 Maskinskrue
23	2	560-002031 M6x50 Unbrako
24	2	591-000197 Gummidemper
25	1	40000-95 Papirrullholder
26	1	591-002438 GL25
27	1	591-002840 IPIM 25
28	1	572-001750 Skive Ø50 Ø8,5 2
29	1	567-000462 Stjerneratt Ø40 M8 10
30	2	560-001840 M8x40 Unbrako
31	2	560-002235 M6x16 Unbrako
32	1	225-50 Utløser SXT
33	2	591-002578 Plastinnsats IKPT




Putesett SXT

PARTS LIST		
ITEM	QTY	PART NUMBER
1	1	597-200-75 Sponplate
2	1	597-200-75 SKUM
3	1	597-200-76 Sponplate
4	1	597-200-76 SKUM
5	1	636-000771 Laserfolie HODE
6	1	636-000771 Laserfolie BUNNTREKK
7	12	562-002009 M6 klomutter
8	1	597-200-76 SKAI
9	1	597-200-75 SKAI

Toppramme SXG




PARTS LIST		
ITEM	QTY	PART NUMBER
1	4	531-003797 Oljebronsjelager
2	15	572-001847 M8 Underlagskive
3	1	572-001851 M6 underlagskive
4	1	40000-95 Papirrullholder
5	2	560-001840 M8x40 Unbrako
6	1	591-002840 IPIM 25
7	1	572-001750 Skive Ø50 Ø8,5 2
8	1	591-002438 GL25
9	1	567-000462 Stjerneratt Ø40 M8 10
10	1	40000-7 Hodeputeramme
11	1	40000-8-6 Utløserhåndtak
13	1	480-200-45- Hodepute
14	1	591-001968 A12 propp
15	1	560-002039 M6x30 Unbrako
16	3	560-002824 M8x35 Unbrako
17	1	40000-8-3 Oppheng
18	10	560-000272 M6x40 Maskinskrue
19	3	591-000296 F30x20
20	1	225-33 Toppramme
21	5	572-001979 Ø8 Plast skive, hvit
22	2	225-30 Putevange
23	2	560-003924 M8x55 Unbrako
24	6	562-001846 M8 Låsemutter
26	1	480-225-50- Ryggpute
27	2	591-002043 F50x30
31	9	591-002581 SW13
37	1	25905-9 Skål/bakke
38	2	560-002782 M8x150 Utv 6kt skrue
39	1	586-002088 Gassfjær 300N/430mm
40	3	591-002044 F20x40
43	2	40000-102 Benfeste
44	2	40000-84-03 Låsehylse for benfeste
45	4	40000-84-04 Glidehylse
46	4	567-004097 RATT M10x20



Bunnramme SX faste ben


PARTS LIST		
ITEM	QTY	PART NUMBER
1	1	225-15
2	4	531-003797 Oljebronsjelager
3	4	591-002045 F40x50
4	3	591-000486 E35x35
5	1	591-001970 E35x35M10
6	1	562-002002 M10 mutter
7	1	591-002054 M10x40 stillskrue

Toppramme SX Prima



PARTS LIST		
ITEM	QTY	PART NUMBER
1	1	225-04 Toppramme
2	4	531-003797 Oljebronsjelager
3	2	225-07 Putevange
4	12	572-001847 M8 Underlagskive
5	2	560-003924 M8x55 Unbrako
6	5	562-001846 M8 Låsemutter
7	12	591-002581 SW13
8	3	591-000296 F30x20
9	4	591-002043 F50x30
10	6	572-001979 Ø8 Plast skive, hvit
11	1	40000-7 Hodeputeramme
12	1	591-002044 F20x40
13	2	560-002782 M8x150 Utv 6kt skrue
14	1	40000-8-3 Oppheng
15	1	40000-8-6 Utløserhåndtak
16	1	591-001968 A12 propp
17	3	560-002824 M8x35 Unbrako
18	1	560-002039 M6x30 Unbrako
19	1	572-001851 M6 underlagskive
20	1	586-002088 Gassfjær 300N/430mm
21	10	560-000272 M6x40 Maskinskrue
26	1	225-19 POM distansehylse
27	1	480-200-45 Hodepute
28	1	480-40000-16-6 Hel bakpute

Toppramme SX Bas



PARTS LIST		
ITEM	QTY	PART NUMBER
1	1	225-14 Toppramme Bas
2	4	531-003797 Oljebronsjelager
3	4	591-002043 F50x30
4	2	591-000197 Gummidemper
5	2	225-16 Ryggputevange
6	14	560-000272 M6x40 Maskinskrue
7	20	572-001847 M8 Underlagskive
8	2	560-000790 M8x50 Unbrako
9	9	562-001846 M8 Låsemutter
10	20	591-002581 SW13
11	8	572-001979 Ø8 Plast skive, hvit
12	1	40000-7 Hodeputeramme
13	2	560-002782 M8x150 Utv 6kt skrue
14	2	586-002088 Gassfjær 300N/430mm
15	5	560-002824 M8x35 Unbrako
16	1	40000-8-3 Oppheng
17	1	40000-8-6 Utløserhåndtak
18	1	591-001968 A12 propp
19	1	572-001851 M6 underlagskive
20	1	560-002039 M6x30 Unbrako
21	1	591-002044 F20x40
22	3	591-000296 F30x20
23	1	225-17 Bakputeramme
24	2	560-003924 M8x55 Unbrako
25	1	212-88 Ø10/Ø8 Lagerhylse
26	1	586-000758 liten gassutløser
27	1	M10x1 lav mutter
28	1	480-40000-16-5 bakpute
29	1	480-40000-16-4 Midtpute
30	1	480-200-45 Hodepute
31	1	586-000757 Utløsehåndtak flat
32	2	561-000760 Ø4x20 Treskrue Torx
33	1	577-220880 Gassfjærvaier SX

PAPER ROLL HOLDER



ASSEMBLY

