

# Follo Corpus B



Follo Futura har produsert behandlings- og undersøkelsesbenker gjennom mange år. Produktene har et tidsriktig design.

Benkens konstruksjon gjør at heve- og senkebevegelsen foregår lineært og den er meget stabil. Benken leveres med fotkontroll som er enkel i bruk. Benken står på fire hjul som er utstyrt med sentralhjulås.

Benkene er i sin helhet produsert i Norge.

Follo Corpus B er en behandlingsbenk hovedsakelig tiltenk slagpasienter. Den kan også benyttes for andre pasientgrupper. Liggeflaten er stor, samtidig er det utviklet sidegrind som ekstrastyr som sikrer pasienten mot fall.

Putene er lekkert uformet og har myk liggeflate som gir god komfort, noe pasienter setter stor pris på. Benken kan leveres med skai i seks standard farger; sort, antrasitt, orkidé, cyclamen, eggeskall og kornblå. Benken har stålunderstell med grå pulverlakk som standard og er enkel å rengjøre.

Hodeputen på 2-delt utgave kan justeres opp til 60 grader.

Corpus B er konstruert for dynamisk belastning på 160 kg. Benken har en vekt på 125 kg. Standard lengde på putene er 200 cm. Benken kan leveres i tre forskjellige bredder, 120 cm, 140 cm eller 160 cm.

Benken kan heves til maks 84 cm og senkes til minimum 45 cm. Som ekstrastyr tilbys håndkontroll og sidegrind.

Vekt:	Løftekapasitet:	Max. statisk ladet:	Alternativ kontroll:
125 kg	160 kg	250 kg	Håndkontroll

## Tekniske spesifikasjoner

Varenummer:	Høyde:	Lengde/bredde:	Antall puter:	Løftesystem:
106-210-00	45-84 cm	200 x 120 cm	1	Elektrisk
106-210-10	45-84 cm	200 x 140 cm	1	Elektrisk
106-210-20	50-95 cm	200 x 160 cm	1	Elektrisk
106-210-02	45-84 cm	200 x 120 cm	2	Elektrisk
106-210-12	45-84 cm	200 x 140 cm	2	Elektrisk
106-210-22	50-95 cm	200 x 160 cm	2	Elektrisk

## Justeringer

Hodepute 2-delt



## Ekstrautstyr

Sidegrind



Håndkontroll 670-004230



Varenummer:	Varebeskrivelse:	Lengde:
106-251110	Langside	200 cm
106-251140	Kortside	120 cm
106-251130	Kortside	140 cm
106-251120	Kortside	160 cm

FOLLO FUTURA

**AlfaCare**

AlfaCare AS, Heddalsveien 11, bygg 140, 3674 Notodden  
Tlf: 35 02 95 95 / post@alfacare.no / www.alfacare.no