

ROYAL PUTTY REP BAND & TUB



DEN DYNAMISKA HANDTRÄNINGSMASSAN

ROYAL PUTTY. DEN DYNAMISKA HANDTRÄNINGSMASSAN DeRoyal Putty är en handträningssmassa som utvecklats tillsammans med arbetsterapeuter för handrehabilitering. Massan har ett unikt dynamiskt motstånd. Vid träning med låg intensitet svarar massan med lägre motstånd, vid hög intensitet svarar massan med ett högre motstånd. Royal Putty är baserad på paraffin vilket gör den giftfri och säker att använda. Finns i fem färgkodade motståndsgrader och i två olika förpackningsstorlekar, 85 g och 2,25 kg. Olika motståndsgrader kan enkelt blandas för optimalt motstånd.



ROYAL PUTTY

Royal Putty							CE
Motstånd	XX-soft	X-soft	Soft	Medium	Hard	X-hard	
Vikt	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	
85 gram	1111	1112	1113	1114	1115	1116	
2,25 kg	1121	1122	1123	1124	1125	1126	

DEROYAL REP BAND OCH TUB. DET LATEXFRIA ALTERNATIVET DeRoyal Rep band och Tub är helt latexfria. Ger ett jämt motstånd över hela rörelsen för optimalt träningsresultat. Kan även användas i bassäng utan att kvaliteten påverkas. Finns i fem olika motstånd och fyra olika förpackningsstorlekar. Fri från lukt och damm.



DEROYAL REP BANDS

Royal Putty						CE
Motstånd	X-soft	Soft	Medium	Hard	X-hard	
Längd	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	
Band 5,4 m	1200-5	1201-6	1203-6	1204-6	1205-6	
Band 45 m	1200-50	1201-50	1202-50	1203-50	1204-50	
Tub 7,5 m	1210-25	1211-25	1212-25	1213-25	1214-25	
30 m	1210-100	1211-100	1212-100	1213-100	1214-100	



DEROYAL REP TUB



Mediroyal Nordic AB
 Box 7052, 192 07 Sollentuna. Sweden
 Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90
www.mediroyal.se
info@mediroyal.se
[facebook.com/Mediroyalnordic](https://www.facebook.com/Mediroyalnordic)