




mediroyal



## Mediroyal Material Ventus™ Fleece Kantband och Polstring

Nu finns vår populära Ventus™ Fleece som självhäftande kantband och polstring. Materialet är tillverkad av spunnen polyester som ger en mjuk och komfortabel yta som dessutom släpper igenom fukt.

Den självhäftande ytan har ett allergitestat och vattenbaserat lim som fäster mot de flesta textilier och plastmaterial.

### Ventus™ Kantband 20 mm

**EU451020** Ventus™ Kantband  
20 mm bredd · 5 meter per rulle  
Svart

### Ventus™ Polstring 30 cm

**EU451300** Ventus™ Polstringmaterial  
30 cm bredd · 1 meter per rulle  
Svart

Neptune™ Kantband  
och polstring



## Mediroyal Materials

# Neptune™ Kantband och Polstring

Mediroyals Neptune™ material används idag bland annat i våra Proxi®-tummar och är ett hydrodynamiskt, andningsaktivt och snabbtorkande material som ger hög komfort. Nu har vi även tagit fram detta som självhäftande kantband och polstring. Materialet är tillverkat av nylon, polyester och spandex som ger en mycket hög elasticitet. Det är endast 0,4 mm och extremt tunt och smidigt vilket gör att det enkelt kan appliceras i patientanpassade ortoser som har begränsat utrymme. Den självhäftande ytan har ett allergitestat och vattenbaserat lim som fäster mot de flesta textilier och plastmaterial.

### Neptune™ Kantband 20 mm

**EU461020** Neptune™ Kantband  
20 mm bredd · 5 meter per rulle  
Grå

### Neptune™ Polstring 30 cm

**EU461300** Neptune™ Polstring  
30 cm bredd · 1 meter per rulle  
Grå



◀ Ventus™ Fleece  
Kantband och Polstring