

Follo Corpus SX / SXT / SXG



Follo Futura introduserer en ny generasjon svært prisgunstig behandlings- og undersøkelsesbenker. Her får kunden en kombinasjon av topp kvalitet og en uslåelig pris. Produktene har et tidsriktig design.

Benkenes konstruksjon gjør at hev- og senkebevegelsen foregår lineært. Follo Corpus SX serien har formstøpte puter, noe pasienter setter stor pris på fordi liggeflaten gir god komfort. Benkene leveres med skai i seks standard farger; sort, antrasitt, orkidé, cyclamen, eggeskall og kornblå. Benkene har stålunderstell med grå pulverlakk som standard og er enkel å rengjøre.

Fysiemarkedet: Corpus SX

Produktet leveres med fotkontroll som er enkel i bruk. Det står på faste bein med justeringsmuligheter på det ene beinet for å oppnå maksimal stabilitet på alle former for underlag. Alle modellene kan også leveres med hjulunderstell. SX kan leveres med to eller tre puter, etter kundens valg. På varianten med tre puter er det mulig å heve fotputen til 70 grader, slik at man kan utføre behandling på sittende pasienter. Hodeputen kan justeres fra 45 til -73 grader.

Legemarkedet. Corpus SXT og SXG

Follo Corpus SXT er videreutviklet fra den velkjente Follo Corpus T modellen. Dette er en undersøkelsesbenk med funksjonaliteter godt egnet innen legepraksis. Hodeputen kan justeres fra 0 til 63 grader. Follo Corpus SXG er et alternativ til den velkjente Follo Corpus G modellen. Follo Corpus SXG er utstyrt med skuff som kan skyves under benken. Hodeputen kan justeres fra 45 til -73 grader.

Både Follo Corpus SXT og SXG leveres med hjulunderstell.

Benkene er i sin helhet produsert i Norge.

Tekniske spesifikasjoner

Follo Corpus SX

Varenummer:	Høyde:	Lengde/bredde:	Antall puter:	Løftesystem:	Type brems:	Vekt:
126-225020P	50 / 102 cm	201 / 70 cm	2	El. fot kontakt	Faste ben	74 kg
126-225010P	50 / 102 cm	201 / 70 cm	2	El. fot kontakt	Hjul m/hjullås	74 kg
126-225100F	50 / 102 cm	201 / 70 cm	3	El. fot kontakt	Faste ben	74 kg
126-225100H	50 / 102 cm	201 / 70 cm	3	El. fot kontakt	Hjul m/hjullås	74 kg

Follo Corpus SXG

Varenummer:	Høyde:	Lengde/bredde:	Antall puter:	Løftesystem:	Type brems:	Vekt:
126-225300G	51 / 104 cm	200 / 70 cm	2	El. fot kontakt	Hjul m/hjullås	70 kg

Follo Corpus SXT

Varenummer:	Høyde:	Lengde/bredde:	Antall puter:	Løftesystem:	Type brems:	Vekt:
126-225200T	51 / 104 cm	200 / 70 cm	2	El. fot kontakt	Hjul m/hjullås	76 kg

Maks. total belastning 225 kg

Justeringer SX

Fotpute



Hodepute



Høyderegulering



Stabilisering



Justeringer SXG


Hodepute



Høyderegulering



Fothviler regulering



Justeringer SXT

Hodepute



Høyderegulering



Ekstrautstyr

Nesehullkloss 119-310056



Håndkontroll 670-004230




Papirrullholder 119-40000-95



Fotstøtte par 599-004164



På benker med bremsefunksjon



ALFAcare

AlfaCare AS, Heddalsveien 11, bygg 140, 3674 Notodden
Tlf: 35 02 95 95 / post@alfacare.no / www.alfacare.no