

THE ARMIS™ ANKLES BY MEDIROYAL



ARMIS™ LIGHT FOTLED



Flexibel och låg profil men ändå stark och tuff. Det är en bra beskrivning av vår nya Armis™ Light Ankle.

Tillverkad av laminerat airmesh-material som ger bra ventilation och stabilitet. Externa stabiliseringselement runt fotleden ger bra lateral och medial stabilitet. Boa® Closure-systemet har integrerats på ortosens baksida för att ge en lägre profil framtill. Systemet har en polymerbelagd stålwire som tillsammans med nylonguiderna på framsidan ger en oöverträffad stabilitet.

Mest användbara

För att öka greppet i ortosen på insidan har vi lagt till ett semi-elastisk friktionsneopren under fotdelen. Materialet har en kardborrefunktion på ytan där extrabandet kan fästas för att ge individuellt stöd. Extrabandet som kryssas runt fotleden har designats för att fästas in över Boa®-systemet för att skydda det från stötar. Ortosen kan användas utan extrabandet om ett lättare stöd behövs. Denna unika kombination gör Armis™ Light Ankle till en av marknadens mest användbara ortoser.



ARMIS™ FOTLED



Krävande aktiviteter behöver hållbara och funktionella lösningar.

Därför har vi på Mediroyal utvecklat Armis™ fotledsortos. Den är tillverkad av ballistisk Nylon med rip-stop funktion som klarar de allra mest krävande aktiviteterna. Armis™ fotleden är utrustad med Boa® Closure System som gör applicering snabb, stabil och enkel. Systemet har en ytbehandlad stålsvajer som ger styrka och hållbarhet tillsammans med nylonöglorna och svajer-guiderna i plast.

Marknadens tuffaste

Ortosen har en låg profil utan sömmar under foten och över hälsenan finns ett andningsaktivt och elastisk material. Den mediala och laterala stabiliteten kommer från de två plastskenor som finns integrerade på sidorna av ortosen. De individuella kryssbanden används för att ge extra stabilitet för fotleden. Kombinationen av the Boa® -systemet, plastskenorerna och de individuella kryssbanden gör Armis™ fotledsortos till en av marknadens tuffaste.



ARM YOURSELF WITH ARMIS™



MBA140 ARMIS™ LIGHT FOTLED

Storlek	Mått rundt fotledsknølerne
XX-Small	14-16 cm
X-Small	16-18 cm
Small	18-20 cm
Medium	20-22 cm
Large	22-24 cm
X-Large	24-26 cm

Boa® är ett registrerat varumärke av Boa Technology Inc.

MBA141 ARMIS™ FOTLED

Storlek	Mått rundt fotledsknølerne
X-Small	16-18 cm
Small	18-20 cm
Medium	20-22 cm
Large	22-24 cm
X-Large	24-28 cm
XX-Large	28-32 cm

Boa® är ett registrerat varumärke av Boa Technology Inc.

Indikationer Lateral eller medial fotledsinstabilitet, akuta fotledsskador eller kronisk fotledsinstabilitet.

AlfaCare AS
Heddalsveien 11, bygg 140
3674 Notodden
E-post: post@alfacare.no
Telefon: 35 02 95 95

ALFA CARE